

SALTER®

SINCE 1760

Dashboard Analyser Scale

Instruction Manual

EN | Please retain instructions for future reference.

Safety Instructions

BATTERY WARNING: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

This product contains no user serviceable parts. Only a qualified electrician should attempt repairs.

Do not place, store or use the product near direct sunlight or direct heat sources or in a damp/ high humidity environment.

This product is a high precision device; handle it with care.

This product is intended for domestic use only.

CAUTION: Do not use the analyser function if you have a pacemaker or other medical device fitted. If in doubt, consult your doctor.

Battery Safety

This product is supplied with 3 x AAA batteries. Only batteries of the same or equivalent type as those recommended should be used with this product.

Batteries are to be inserted with the correct polarity.

Exhausted batteries should be removed from the product to avoid leakage.

Care and Maintenance

Wipe the exterior of the scale with a soft, damp cloth and allow it to dry thoroughly. Never immerse the scale in water or any other liquid. Do not use harsh or abrasive cleaning detergents or scourers to clean the scale, as this could cause damage.

Instructions for Use

Before First Use

Remove the plastic isolator tab from the battery compartment (if present) prior to use; this will power up the scale. Make sure the batteries are inserted following the correct polarity. If the scale is being used on a carpeted floor attach the included carpet feet.

Switching On the Body Analyser Scale

This scale uses BIA (Bio Impedance Analysis) technology which passes a small electrical impulse through the body to distinguish fat from lean tissue. The electrical impulse cannot be felt and is perfectly safe. Contact with the body is made via stainless steel pads beneath the glass platform. For more information visit <https://salter.com/understanding-your-measurements/>.

STEP 1: Press the centre of the glass platform and make sure no weight is on the scale. '0.0/ZERO' will be displayed.

STEP 2: Select kg, st or lb weight mode by pressing [**>**] or [**<**] buttons.

STEP 3: The scale will switch off and is now ready for use.

NOTE: The initialisation process must be repeated if the scale is moved.
At all other times step straight on the scale.

Using the Body Analyser for a Weight Reading Only

STEP 1: Step on to the platform and stand still.

STEP 2: After 2–3 Seconds the weight reading will be displayed.

STEP 3: Step off, the weight will be displayed for a few seconds and then the scale will turn off.

Setting User Memory

STEP 1: Press on the platform centre with your foot.

STEP 2: Press the [**0**] button, a user number will flash.

STEP 3: Once the user number is flashing, select by pressing [**>**] or [**<**]. Press [**0**] to confirm the selection.

STEP 4: The male or female symbol will flash. Press [**>**] to select female, male, female athlete or male athlete, then press [**0**].

STEP 5: The height display will flash next. Press [**>**] or [**<**] as necessary to set user height, then press [**0**].

STEP 6: To set user age, wait until the age display flashes. Press [**>**] and [**<**] to set age then press [**0**] to confirm.

STEP 7: '0.0/ZERO' will be displayed. To add another user or update the memorised data, repeat steps 1–6.

ATHLETE MODE: An athlete is defined as a person who is involved in intense physical activity of approximately 12 hours per week and who has a resting heart rate of approximately 60 beats per minute or less.

NOTE: Athlete Mode will only function if user age is set between 15 and 50 years.

Using the Body Analyser Scale

STEP 1: Position the scale on a flat, level surface. Press on the platform centre with your foot.

STEP 2: Press the [**0**] button. Select user number by pressing [**>**] or [**<**].

STEP 3: The LCD display will show the saved data for that user, followed by a zero reading.

STEP 4: With bare feet, step onto the glass platform and stand still. Feet must be in contact with the metal pads on the platform.

STEP 5: The weight reading will be followed by body fat percentage, total body water percentage, BMI, bone mass, muscle mass and BMR.

NOTE: For consistency, always weigh on the same scale placed on the same floor surface.

Do not compare weight readings from one scale to another as some differences will exist due to manufacturing tolerances. Placing the scale on a hard, even floor will ensure the greatest accuracy and consistency. It is recommended that readings are taken at the same time of day, preferably early evening and before a meal for the most consistent results.

The scale rounds up or down to the nearest increment. If weight is measured twice and the readings differ by one increment, the weight lies between the two readings.

Troubleshooting

'Err2' is showing on the LCD display when taking body fat and body water measurements.

The user does not have bare feet. Remove shoes and socks before using the scale.

The condition of the user's skin is affecting the reading. Wipe feet with a damp cloth, leaving them slightly moist before stepping onto the scale.

Warning indicators

Lo – replace battery.

0-Ld – weight exceeds maximum capacity.

ERR – unstable weight. Stand still.

Err2 – out of range, incorrect operation or poor feet contact.

Specifications

Product code: SA00325

Display: LCD

Battery: 3 x 1.5 V AAA batteries (included)

Unit of measurement: kg/st/lb

Disposal of Waste Batteries and Electrical and Electronic Equipment

 This symbol on the product, its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with household waste. Instead, it is the user's responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic equipment, which could be caused by inappropriate disposal. Some retailers provide take-back services which allow the user to return exhausted equipment for appropriate disposal. It is the user's responsibility to delete any data on electrical and electronic equipment prior to disposal. For more information about where to drop batteries, electrical and electronic waste off, please contact the local city/municipality office, household waste disposal service, or the retailer.

FR | Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT RELATIF À LA BATTERIE : GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Ne placez, rangez ou utilisez le produit ni à proximité de la lumière directe du soleil ou de sources directes de chaleur, ni dans un environnement très humide. Ce produit est un appareil de haute précision ; manipulez-le avec précaution. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.

ATTENTION : N'utilisez pas la fonction d'analyseur si vous portez un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical. En cas de doute, consultez votre médecin.

Sécurité relative à la batterie

Ce produit est fourni avec 3 piles AAA. Utilisez uniquement des piles du même type ou du même type que celles recommandées avec ce produit.

Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.

Pour éviter toute fuite, retirez les piles usagées du produit.

Entretien et maintenance

Essuyez la surface extérieure de la balance à l'aide d'un chiffon doux et humide, puis laissez sécher complètement.

N'immergez jamais la balance dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'utilisez

pas de détergents ni de tampons à rincer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le pèse-personne, car cela pourrait l'endommager.

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Retirez la languette en plastique d'isolation du compartiment à piles avant utilisation (le cas échéant) ; cela permet d'allumer la balance. Assurez-vous que les piles sont insérées en respectant la polarité. Si la balance est utilisée sur de la moquette, ajoutez les pieds pour moquette fournis.

Démarrage de la balance impédancemètre

À l'aide de la technologie BIA (Bio Impedance Analysis), cette balance fait parcourir une petite impulsion électrique à travers le corps pour distinguer la graisse des tissus maigres. L'impulsion électrique n'est en aucun cas ressentie et ne présente aucun danger. Le contact avec le corps se fait par l'intermédiaire de plaques en acier inoxydable situées sous le plateau en verre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://salter.com/understanding-your-measurements/>.

ÉTAPE 1 : appuyez au centre du plateau en verre et assurez-vous qu'aucun poids ne soit exercé sur la balance. <0.0/ZERO> s'affiche.

ÉTAPE 2 : sélectionnez l'unité de mesure du poids en kg, st ou lb en appuyant sur les boutons [>] ou [<].

ÉTAPE 3 : la balance s'éteint et est désormais prête à l'emploi.

REMARQUE : le processus de démarrage doit être répété si la balance est déplacée.

Autrement, montez directement sur la balance.

Mesure classique du poids

ÉTAPE 1 : montez sur le plateau et restez immobile.

ÉTAPE 2 : votre poids s'affiche au bout de 2 à 3 secondes.

ÉTAPE 3 : une fois la pesée terminée, descendez de la balance. Le poids s'affiche pendant quelques secondes, puis la balance s'éteint automatiquement.

Réglage de la mémoire utilisateur

ÉTAPE 1 : Appuyez votre pied sur le centre du plateau.

ÉTAPE 2 : appuyez sur le bouton [0], un numéro d'utilisateur clignotera.

ÉTAPE 3 : une fois que le numéro d'utilisateur clignote, sélectionnez-en appuyant sur [>] ou [<]. Appuyez sur [0] pour confirmer votre sélection.

ÉTAPE 4 : le symbole indicateur de sexe (homme ou femme) clignotera. Appuyez sur [>] pour sélectionner le sexe féminin, masculin, une ou un athlète, puis appuyez sur [0].

ÉTAPE 5 : l'affichage de la taille doit ensuite clignoter. Appuyez sur [>] ou [<] selon les besoins pour régler la taille de l'utilisateur, puis appuyez sur [0].

ÉTAPE 6 : pour définir l'âge de l'utilisateur, attendez que l'affichage correspondant clignote. Appuyez sur [>] et [<] pour définir l'âge puis appuyez sur [0] pour confirmer.

ÉTAPE 7 : <0.0/ZERO> s'affiche, pour ajouter un autre utilisateur ou mettre à jour les données mémorisées, répétez les étapes 1 à 6.

MODE ATHLÈTE : un athlète est défini comme une personne pratiquant une activité physique d'environ 12 heures par semaine et dont le rythme cardiaque est approximativement de 60 battements ou moins par minute.

REMARQUE : le mode athlète fonctionne uniquement si l'âge de l'utilisateur est défini entre 15 et 50 ans.

Mesure avec l'impédancemètre

ÉTAPE 1 : placez la balance sur une surface plane et horizontale. Appuyez votre pied sur le centre du plateau.

ÉTAPE 2 : appuyez sur le bouton [0]. Sélectionnez le numéro d'utilisateur en appuyant sur [>] ou [<].

ÉTAPE 3 : l'écran LCD affiche les données enregistrées pour cet utilisateur, suivies d'un zéro.

ÉTAPE 4 : les pieds nus, montez sur le plateau en verre et restez immobile. Les pieds doivent être en contact avec les plaques métalliques du plateau.

ÉTAPE 5 : l'affichage du poids sera suivi du pourcentage de masse graisseuse, du pourcentage total d'eau corporelle, de l'IMC, de la masse osseuse, de la masse musculaire et du TMB.

REMARQUE : Pour assurer la cohérence, prenez toujours les mesures sur la même balance placée sur la même surface dure.

Ne comparez pas les relevés de poids entre deux balances, car il y aura des différences dues aux tolérances de fabrication. Placez la balance sur un sol ferme et plat pour garantir une précision et une cohérence optimales.

Il est recommandé de se peser à la même heure de la journée, de préférence en début de soirée et avant un repas, pour obtenir des résultats plus cohérents.

La balance arrondit à l'incrément le plus proche. Si le poids est mesuré deux fois et que les relevés diffèrent d'un incrément, le poids se situe entre les deux relevés.

Dépannage

« Err2 » s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil pendant la mesure de la masse graisseuse et de l'eau corporelle.

L'utilisateur n'a pas les pieds nus. Retirer les chaussures et les chaussettes avant d'utiliser la balance.

L'état de la peau de l'utilisateur affecte la mesure. Avant de monter sur la balance, s'essuyer les pieds avec une serviette mouillée afin qu'ils soient légèrement humides.

Voyants d'avertissement

Lo : remplacez la pile.

0-1d : le poids est supérieur à la capacité maximale.

ERR : mesure instable. Restez immobile.

Err2 : hors plage, opération incorrecte ou mauvais contact des pieds.

Spécifications

Code produit : SA00325

Écran : LCD

Pile : 3 piles AAA 1,5 V (fournies)

Unité de mesure : kg/st/lb

Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

 Ce symbole figurant sur le produit, ses piles ou son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

NL | Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING VOOR BATTERIJEN: BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Plaats of bewaar het product niet in de buurt van direct zonlicht, in de buurt van directe warmtebronnen of in een vochtige omgeving. Dit product is een uiterst nauwkeurig apparaat; ga er voorzichtig mee om. Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

LET OP: Gebruik de analysefunctie niet als u een pacemaker of een ander medisch apparaat hebt. Indien u twijfelt, raadpleeg uw dokter.

Veilig omgaan met batterijen

Dit product wordt geleverd met 3 AAA-batterijen. Bij dit product mogen alleen batterijen van hetzelfde of een vergelijkbaar type worden gebruikt.

Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.

Verwijder lege batterijen uit het product om lekkage te voorkomen.

Verzorging en onderhoud

Veeg de buitenkant van de weegschaal schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.

Dompel de weegschaal niet onder in water of een andere vloeistof. Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuurponsjes om de weegschaal schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

Gebruikaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Verwijder vóór gebruik het plastic isolatielipje uit het batterijvak (indien aanwezig). Hierdoor wordt de weegschaal ingeschakeld. Zorg ervoor dat de batterij goed zijn geplaatst met de polen in de juiste richting. Als de weegschaal wordt gebruikt op een vloer met tapijt, bevestig dan de meegeleverde tapitvoetjes.

De Analyser-lichaamsweegschaal inschakelen

Deze weegschaal maakt gebruik van BIA-technologie (bio-elektrische impedantie-analyse), waarbij een klein stroomstootje door het lichaam wordt gevorderd om vetweefsel te onderscheiden van vetvrije massa. Het stroomstootje is niet voelbaar en is volkomen veilig. Het contact met het lichaam wordt gemaakt via roestvrijstaal kussentjes onder het glazen weegplateau. Ga voor meer informatie naar <https://salter.com/understanding-your-measurements/>

STAP 1: Druk op het midden van het glazen weegplateau en zorg ervoor dat er geen gewicht op de weegschaal geplaatst is. **0,0/ZERO** wordt weergegeven.

STAP 2: Selecteer de gewichtsmodus kg, st of lb door te drukken op de knoppen [**>**] of [**<**].

STAP 3: De weegschaal wordt uitgeschakeld en is nu klaar voor gebruik.

OPMERKING: Als de weegschaal wordt verplaatst, moet dit initialisatieproces worden herhaald.
Op ieder ander moment kunt u direct op de weegschaal stappen.

De Analyser-lichaamsweegschaal alleen gebruiken voor weergave van een gewichtswaarde

STAP 1: Ga op het weegplateau staan en blijf stilstaan.

STAP 2: Na 2-3 seconden wordt de gewichtswaarde weergegeven.

STAP 3: Stap van de weegschaal af. Het gewicht wordt enkele seconden weergegeven en vervolgens wordt de weegschaal automatisch uitgeschakeld.

Gebruikersgeheugen instellen

STAP 1: Druk met uw voet op het midden van het weegplateau.

STAP 2: Druk op de knop [**0**]. Er begint een gebruikersnummer te knipperen.

STAP 3: Zodra het gebruikersnummer knippert, selecteert u een gebruikersnummer door op [>] of [<] te drukken. Druk op [OK] om uw selectie te bevestigen.

STAP 4: Het symbool voor man/vrouw begint te knipperen. Druk op [>] om een vrouw, man, vrouwelijke atleet of mannelijke atleet te selecteren en druk vervolgens op [OK].

STAP 5: Vervolgens begint de eenheid voor lengte te knipperen. Druk zo nodig op [>] of [<] om de lengte van de gebruiker in te stellen en druk vervolgens op [OK].

STAP 6: Wacht totdat de leeftijdsweergave knippert om de leeftijd van de gebruiker in te stellen. Druk op [>] en [<] om de leeftijd in te stellen en druk vervolgens op [OK] om uw selectie te bevestigen.

STAP 7: '0.0' wordt weergegeven. Herhaal stap 1-6 om een andere gebruiker toe te voegen of de opgeslagen gegevens bij te werken.

ATLEETSTAND: Een atleet wordt gedefinieerd als iemand die betrokken is bij intense lichaamelijke activiteit van circa 12 uur per week en die in rust een hartslag heeft van circa 60 slagen per minuut of minder.

OPMERKING: De Atleetstand werkt alleen als de leeftijd van de gebruiker wordt ingesteld tussen 15 en 50 jaar.

De Analyser-lichaamsweegschaal gebruiken

STAP 1: Plaats de weegschaal op een vlakke, stabiele ondergrond. Druk met uw voet op het midden van het weegplateau.

STAP 2: Druk op de knop [OK]. Selecteer het gebruikersnummer door op [>] of [<] te drukken.

STAP 3: Het LCD-display toont de opgeslagen gegevens voor de betreffende gebruiker, gevuld door een nul.

STAP 4: Stap met blote voeten op het glazen weegplateau en blijf stilstaan. De voeten moeten contact hebben met de metalen kussentjes op het weegplateau.

STAP 5: De gewichtswaarde wordt gevuld door het percentage lichaamsvet, het totale percentage vocht, BMI, botmassa, spiermassa en BMR.

OPMERKING: Voor consistentie dient u de meting altijd uit te voeren op dezelfde weegschaal die op hetzelfde vloeroppervlak is geplaatst. Vergelijk geen gewichtswaarden van verschillende weegschalen, aangezien er verschillen ontstaan door het fabricageproces. Plaats de weegschaal op een harde, vlakke vloer voor de nauwkeurigste en meest consequente metingen.

Voor de meest consistente resultaten wordt aanbevolen om de metingen altijd op hetzelfde moment van de dag te doen, bij voorkeur vroeg in de avond en vóór een maaltijd.

De weegschaal rondt de gewichtswaarde naar boven of naar beneden af op de dichtstbijzijnde meetwaarde. Als het gewicht twee keer wordt gemeten en de waarden één meetwaarde verschillen, ligt het gewicht tussen de twee waarden.

Problemen oplossen

'Er2?' wordt weergegeven op het LCD-scherm wanneer u het lichaamsvet en het vochtgehalte meet.

De gebruiker staat niet op blote voeten. Verwijder schoenen en sokken voordat u de weegschaal gebruikt.

De conditie van de huid van de gebruiker is van invloed op de meting. Veeg uw voeten af met een vochtige doek en zorg dat ze een beetje vochtig zijn voordat u op de weegschaal stapt.

Specificaties

Lo – Batterij bijna leeg.

0-1d – Gewicht overschrijdt maximale capaciteit.

ERR – Veranderlijk gewicht. Blijf stilstaan.

Er2 – Buiten bereik, onjuiste werking of geen contact met de voeten.

Specificaties

Productcode: SA00325

Schermtyp: LCD

Batterij: Drie AAA-batterijen van 1,5 V (meegeleverd)

Eenheid: kg/st/lb

Weggooien van afgedankte batterijen en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgeworpen. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recycelen van batterijen en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektronische apparatuur gevarende stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektronische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgeworpen.** Voor informatie over waar u batterijen en elektronische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

DE | Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

BATTERIEWARNSCHILD: AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von direkter Sonneneinstrahlung, direkten Wärmequellen oder in einer feuchten Umgebung/Umgabe mit hoher Luftfeuchtigkeit auf und lagern beziehungsweise verwenden Sie es dort auch nicht. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Hochpräzisionsgerät. Gehen Sie vorsichtig damit um.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen.

ACHTUNG: Verwenden Sie die Analysefunktion nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät haben. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Arzt.

Batteriesicherheit

Zum Lieferumfang des Produkts gehören 3 AAA-Batterien. Für dieses Produkt sollten nur Batterien verwendet werden, die dem empfohlenen Batterietyp entsprechen. Batterien müssen mit der richtigen Polung eingelegt werden. Leere Batterien sollten aus dem Produkt entfernt werden, um ein mögliches Auslaufen zu vermeiden.

Pflege und Wartung

Wischen Sie das Äußere der Waage mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vollständig trocknen.

Tauchen Sie die Waage nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um die Waage zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Gebrauchsanweisung

Vor der ersten Verwendung

Vor der Verwendung die Kunststoff-Lasche aus dem Batteriefach entfernen (sofern vorhanden). Dadurch wird die Waage eingeschaltet. Stellen Sie sicher, dass die Batterien unter Einhaltung der richtigen Polung eingesetzt sind. Verwenden Sie die mitgelieferten Teppichfüße, wenn Sie die Waage auf einem Teppichboden verwenden.

Einschalten der Körperanalysewaage

Diese Waage verwendet BIA-Technologie (Bio Impedance Analysis), die einen kleinen elektrischen Impuls door den Körper leitet, um Fett von magarem Gewebe zu unterscheiden. Der elektrische Impuls ist nicht zu spüren und absolut sicher. Der Kontakt mit dem Körper erfolgt über Edelstahlflächen unter der Glasoberfläche. Weitere Informationen finden Sie unter <https://salter.com/understanding-your-measurements/>

- SCHRITT 1:** Drücken Sie auf die Mitte der Trittfäche aus Glas und stellen Sie sicher, dass sich kein Gewicht auf der Waage befindet. Es wird „**0.0/ZERO**“ angezeigt.
- SCHRITT 2:** Wählen Sie durch Drücken der Tasten [**>**] oder [**<**] den Modus zum Wiegen in kg, st oder lb aus.
- SCHRITT 3:** Die Waage schaltet sich aus und ist nun betriebsbereit.

HINWEIS: Der Initialisierungsvorgang muss wiederholt werden, wenn die Waage bewegt wird.
Ansonsten können Sie sich ganz normal auf die Waage stellen.

Verwendung der Körperanalyse für die Gewichtsbestimmung

- SCHRITT 1:** Steigen Sie auf die Plattform und stehen Sie still.
- SCHRITT 2:** Nach 2–3 Sekunden wird Ihr Gewicht angezeigt.
- SCHRITT 3:** Treten Sie von der Waage herunter. Das Gewicht wird einige Sekunden lang angezeigt, dann schaltet sich die Waage aus.

Einstellen des Speichers für Benutzer

- SCHRITT 1:** Drücken Sie mit dem Fuß in die Mitte der Waage.
- SCHRITT 2:** Drücken Sie die Taste [**①**] und eine Benutzernummer leuchtet auf.
- SCHRITT 3:** Sobald die Benutzernummer blinkt, treffen Sie Ihre Auswahl mit [**>**] oder [**<**]. Drücken Sie [**②**] um die Auswahl zu bestätigen.
- SCHRITT 4:** Das Symbol für männlich oder weiblich blinkt. Drücken Sie [**>**], um weiblich, männlich, Athlet weiblich oder Athlet männlich auszuwählen, und drücken Sie dann [**②**].
- SCHRITT 5:** Die Größenanzeige blinkt als Nächstes. Drücken Sie nach Bedarf die [**>**] oder [**<**], um die Benutzergröße festzulegen und drücken Sie dann [**②**].
- SCHRITT 6:** Um das Alter des Benutzers einzustellen, warten Sie, bis die Altersanzeige blinkt. Drücken Sie [**>**] und die [**<**], um das Alter einzustellen und bestätigen Sie anschließend mit [**②**].
- SCHRITT 7:** Auf der Anzeige erscheint „**0.0**“. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, um einen weiteren Benutzer hinzuzufügen oder die gespeicherten Daten zu aktualisieren.

ATHLETEN-MODUS: Als Athlet wird eine Person mit intensiver körperlicher Aktivität von ca. 12 Stunden pro Woche bezeichnet, mit einem Ruhepuls von 60 Schlägen pro Minute oder weniger.

HINWEIS: Der Athleten-Modus funktioniert nur, wenn das Benutzeralter zwischen 15 und 50 Jahren eingestellt ist.

Verwendung der Körperanalysewaage

- SCHRITT 1:** Stellen Sie die Waage auf eine ebene, stabile Oberfläche. Drücken Sie mit dem Fuß in die Mitte der Waage.
- SCHRITT 2:** Drücken Sie die Taste [**①**]. Wählen Sie die Benutzernummer durch Drücken von [**>**] oder [**<**].
- SCHRITT 3:** Auf dem LCD-Display werden die gespeicherten Daten für diesen Benutzer angezeigt sowie ein Nullwert.
- SCHRITT 4:** Steigen Sie mit nackten Füßen auf die Glasplattform und stehen Sie still. Die Füße müssen mit den Metallflächen auf der Plattform in Kontakt stehen.
- SCHRITT 5:** Auf die Gewichtsanzeige folgen der Körperfettanteil, der gesamte Körperwasseranteil, der BMI, die Knochenmasse, die Muskelmasse und der BMR.

HINWEIS: Wiegen Sie aus Konsistenzgründen immer mit derselben Waage, die auf derselben Bodenoberfläche platziert ist.

Vergleichen Sie die Messwerte einer Waage nicht mit denen einer anderen, da es aufgrund von Fertigungstoleranzen zu Unterschieden kommen kann. Stellen Sie die Waage auf einen harten, ebenen Boden, um die größtmögliche Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten. Es wird empfohlen, die Gewichtsmessungen zur gleichen Tageszeit, vorzugsweise am frühen Abend und vor einer Mahlzeit, durchzuführen, um möglichst konsistente Ergebnisse zu erzielen.

Die Waage rundet den Gewichtswert auf die nächsthöhere Stufe auf oder ab. Wenn das Gewicht zweimal gemessen wird und die Messwerte sich um eine Stufe unterscheiden, liegt das Gewicht zwischen den beiden Messwerten.

Fehlerbehebung

Auf dem LCD-Display wird „**Err2**“ angezeigt, wenn Körperfett- und Körperwassermessungen durchgeführt werden.

Der Benutzer steht nicht mit nackten Füßen auf der Waage. Ziehen Sie Schuhe und Socken aus, bevor Sie sich auf die Waage stellen.

Der Hautzustand des Benutzers beeinflusst den Messwert. Wischen Sie die Füße mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie sie leicht feucht, bevor Sie sich auf die Waage stellen.

Warnanzeigen

Lo – Batterie austauschen.

0-Ld – Waage ist überlastet.

ERR – Instabiles Gewicht. Stehen Sie still.

Err2 – Fehlbereich, Fehlfunktion oder unzureichender Fußkontakt.

Spezifikationen

Produktcode: SA00325

Display: LCD

Batterien: 3 x 1,5 V AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Maßeinheit: kg/st/lb

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebendende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

IT | Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

AVVERTENZA SULLA BATTERIA: TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Questo prodotto contiene parti non riparabili dall'utente. L'apparecchio può essere riparato solo da un elettricista qualificato.

Non collocare, conservare o utilizzare il prodotto in prossimità della luce diretta del sole o di fonti di calore dirette o in un ambiente umido/dall'elevata umidità. Questo prodotto è un dispositivo ad alta precisione; maneggiarlo con cura. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.

ATTENZIONE: Non utilizzare la funzione di analisi se si è portatori di un pacemaker o un altro dispositivo medico. In caso di dubbi, consultare il proprio medico.

Sicurezza della batteria

Questo prodotto viene fornito con 3 batterie AAA. Con questo prodotto è necessario utilizzare solo batterie di tipo identico o equivalente rispetto a quello consigliato. Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.

Rimuovere le batterie scariche dal prodotto per evitare perdite.

Cura e manutenzione

Pulire la superficie esterna della bilancia con un panno morbido e umido e lasciarla asciugare completamente.

Non immergere la bilancia in acqua o altri liquidi. Non utilizzare detergenti o pagliette dure o abrasivi per pulire la bilancia, onde evitare possibili danni.

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Rimuovere la linguetta di isolamento in plastica dal vano batteria (se presente) prima dell'uso; in questo modo la bilancia si accende. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente, rispettando la polarità. Se la bilancia viene utilizzata su un pavimento in moquette, utilizzare i piedini in dotazione.

Accensione della bilancia rileva-grasso

Questa bilancia utilizza la bioimpedenzometria (BIA, Bio Impedance Analysis), una tecnologia che consente l'invio di un piccolo impulso elettrico attraverso il corpo per distinguere la massa magra da quella grassa. L'impulso elettrico non può essere avvertito ed è completamente sicuro. Il contatto con il corpo avviene tramite cuscinetti in acciaio inossidabile collocati sotto la piattaforma in vetro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <https://salter.com/understanding-your-measurements/>

FASE 1: premere il centro della pedana di vetro e assicurarsi che non vi sia alcun peso sulla bilancia. Verrà visualizzato "0,0/ZERO".

FASE 2: selezionare la modalità peso kg, st o lb premendo i tasti [>] o [<].

FASE 3: la bilancia si spegne ed è quindi pronta all'uso.

NOTA: se la bilancia viene spostata, è necessario ripetere il processo di inizializzazione.

In tutti gli altri casi, è sufficiente salire sulla bilancia.

Utilizzo della bilancia rileva-grasso solo per la lettura del peso

FASE 1: salire sulla piattaforma e rimanere fermi.

FASE 2: il peso rilevato viene visualizzato dopo 2-3 secondi.

FASE 3: scendere dalla bilancia. Il peso viene visualizzato per pochi secondi, poi la bilancia si spegne.

Memorizzazione dell'utente

FASE 1: premere il centro della piattaforma con il piede.

FASE 2: premere il tasto [Ø], verrà visualizzato un numero utente lampeggiante.

FASE 3: mentre il numero utente lampeggiava, premere [>] o [<] per effettuare la selezione. Premere [Ø] per confermare la selezione.

FASE 4: l'icona raffigurante un uomo o una donna lampeggiava. Premere [>] per selezionare femmina, maschio, atleta femminile o atleta maschile, quindi premere [Ø].

FASE 5: il display dell'altezza lampeggerà successivamente. Premere [>] o [<] come desiderato per impostare l'altezza dell'utente, quindi premere [Ø].

FASE 6: per impostare l'età dell'utente, attendere che il display dell'età lampeggi. Premere [>] e [<] per impostare l'età, quindi premere [Ø] per confermarla.

FASE 7: Sul display verrà visualizzato "0,0". Per aggiungere un altro utente o aggiornare i dati memorizzati, ripetere le fasi da 1 a 6.

MODALITÀ ATLETA: Si definisce atleta una persona che pratica un'intensa attività fisica di circa 12 ore alla settimana e la cui frequenza cardiaca a riposo si aggira attorno ai 60 battiti al minuto o meno.

NOTA: la modalità atleta funziona solo se l'età dell'utente è impostata tra 15 e 50 anni.

Utilizzo della bilancia rileva-grasso

FASE 1: utilizzare la bilancia su una superficie piana e rigida. premere il centro della piattaforma con il piede.

FASE 2: premere il tasto [Ø]. Selezionare il numero utente premendo [>] o [<].

FASE 3: sul display LCD vengono visualizzati i dati salvati per quell'utente, seguiti da una lettura zero.

FASE 4: a piedi nudi, salire sulla piattaforma in vetro e restare fermi. I piedi devono essere a contatto con i cuscinetti metallici della piattaforma.

FASE 5: la lettura del peso sarà seguita dalla percentuale di grasso corporeo, dalla percentuale di acqua corporea totale, dal BMI, dalla massa ossea e muscolare e dal BMR.

NOTA: Per una maggiore precisione, utilizzare sempre la stessa bilancia posta sulla stessa superficie del pavimento.

Non confrontare letture ottenute da bilance diverse, poiché potrebbero esserci incongruenze dovute a tolleranze di fabbricazione. Posizionare la bilancia su un pavimento rigido e regolare per ottenere la massima precisione e coerenza.

Si consiglia di pesarsi alla stessa ora del giorno, preferibilmente nel tardo pomeriggio e prima di un pasto abbondante.

La bilancia arrotonda per eccesso o difetto all'incremento più vicino.

Se il peso viene misurato due volte e le letture differiscono di un incremento, la lettura corretta è da intendersi tra i due valori rilevati.

Risoluzione dei problemi

Quando si effettuano misurazioni di grasso e acqua corporei, sul display LCD viene visualizzato il simbolo "Err".

L'utente non è a piedi nudi. Rimuovere scarpe e calzini prima di utilizzare la bilancia. La condizione della pelle dell'utente influenza sulla lettura. Pulire i piedi con un panno umido, lasciandoli leggermente umidi prima di salire sulla bilancia.

Spie

Lo: sostituire la batteria.

0-Ld: il peso supera la capacità massima.

ERR: peso instabile. Restare fermi.

Err2: fuori portata, funzionamento errato o errato contatto con i piedi.

Specifiche

Codice prodotto: SA00325

Display: LCD

Batteria: 3 batterie AAA da 1,5 V (incluse)

Unità di misura: kg/st/lb

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettroniche ed elettroniche

 Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettroniche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriate. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettroniche ed elettroniche prima dello smaltimento. Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettronici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

ES | Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA SOBRE LAS PILAS: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Este producto contiene piezas que el usuario no puede reparar. Las reparaciones solo debe realizarlas un electricista cualificado.

No coloque, guarde ni use el producto cerca de la luz solar directa ni de fuentes de calor directas, ni en entornos húmedos o con un alto nivel de humedad.

Este producto es un dispositivo de alta precisión; manéjelo con cuidado.

Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

PRECAUCIÓN: No utilice la función analizadora si tiene un marcapasos u otro dispositivo médico implantado. En caso de duda, consulte a su médico.

Seguridad de las pilas

Este producto se suministra con 3 pilas AAA. Con este producto solo se deben utilizar pilas del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas.

Las pilas se deben insertar con la polaridad correcta.

Las pilas agotadas deben extraerse del producto para evitar fugas.

Cuidados y mantenimiento

Limpie la parte exterior de la báscula con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

No sumerja la báscula en agua u otros líquidos. No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la báscula, ya que su uso podría causar daños en el aparato.

Instrucciones de uso

Antes de utilizarlo por primera vez

Si la hay, retire la pestana de plástico del compartimento de las pilas antes de utilizar la báscula; esto encenderá el dispositivo. Asegúrese de que las pilas se hayan introducido con la polaridad correcta. Si la báscula se utiliza en superficies enmoquetadas, coloque las patas especiales incluidas.

Encendido de la báscula analizadora

Esta báscula utiliza la tecnología de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA, por sus siglas en inglés) que pasa un pequeño impulso eléctrico a través del cuerpo para distinguir la grasa del tejido magro. El impulso eléctrico es imperceptible y totalmente seguro. El contacto con el cuerpo se realiza a través de placas de aceroinoxidable ubicadas por debajo de la plataforma de vidrio. Para obtener más información, visite <https://salter.com/understanding-your-measurements/>.

PASO 1: Presione el centro de la plataforma de vidrio y asegúrese de que no haya peso en la báscula. Se mostrará "0.0/ZERO" en la pantalla.

PASO 2: Seleccione el modo de peso en kg, st o lb pulsando los botones **[>]** o **[<]**.

PASO 3: La báscula se apagará y estará lista para su uso.

NOTA: El proceso de inicialización debe repetirse si se mueve la báscula. En el resto de casos, colóquese en posición recta sobre la báscula.

Uso de la báscula analizadora solo para medir el peso

PASO 1: Póngase de pie sobre la plataforma y permanezca quieto.

PASO 2: Despues de 2 o 3 segundos, aparecerá su peso en la pantalla.

PASO 3: Baje de la báscula. El peso se mostrará durante unos segundos y, a continuación, la báscula se apagará.

Configuración de la memoria de usuario

PASO 1: Presione el centro de la plataforma con el pie.

PASO 2: Presione el botón **[0]**. El número de usuario parpadeará.

PASO 3: Cuando el número de usuario esté parpadeando, realice la selección con **[>]** o **[<]**. Pulse **[0]** para confirmar la selección.

PASO 4: Parpadeará el símbolo de hombre o mujer. Pulse **[>]** para seleccionar la opción de mujer, hombre, atleta mujer o atleta hombre y, luego, pulse **[0]**.

PASO 5: La pantalla de altura parpadeará a continuación. Pulse **[>]** o **[<]** según sea necesario para establecer la altura del usuario y, a continuación, pulse **[0]**.

PASO 6: Para establecer la edad del usuario, espere hasta que la pantalla de edad parpadee. Presione **[>]** o **[<]** para establecer la edad y, a continuación, presione **[0]** para confirmar.

PASO 7: Aparecerá "0.0/ZERO". Para agregar otro usuario o actualizar los datos memorizados, repita los pasos del 1 al 6.

MODO ATLETA: Un atleta se define como una persona que participa en una actividad física intensa de aproximadamente 12 horas por semana y que tiene un ritmo cardíaco en reposo de alrededor de 60 latidos por minuto o menos.

NOTA: El modo atleta solo funcionará si la edad del usuario se establece entre 15 y 50 años.

Uso de la báscula analizadora

PASO 1: Coloque la báscula sobre una superficie plana y estable. Presione el centro de la plataforma con el pie.

PASO 2: Pulse el botón **[0]**. Seleccione el número de usuario presionando **[>]** o **[<]**.

PASO 3: La pantalla LCD mostrará los datos guardados de ese usuario, seguidos de una lectura de cero.

PASO 4: Con los pies descalzos, súbase a la plataforma de vidrio y permanezca inmóvil. Los pies deben estar en contacto con las placas metálicas de la plataforma.

PASO 5: Tras la lectura del peso, se mostrará el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de agua corporal total, el IMC, la masa ósea, la masa muscular y la TMB.

NOTA: Para mantener la consistencia, pése siempre en la misma báscula y con la báscula colocada en la misma superficie.

No compare la lectura del peso de una báscula con otra, ya que habrá incoherencias debido a las diferentes exigencias de fabricación.

Colocar la báscula sobre una superficie dura y uniforme garantizará la máxima precisión y coherencia.

Es recomendable que se pese a la misma hora del día, preferiblemente por las mañanas y antes de consumir alimentos, para obtener los resultados más precisos.

La báscula redondea hacia arriba o hacia abajo al número más cercano. Si se pesa dos veces y las lecturas difieren en una cifra, el peso se encuentra entre las dos lecturas.

Solución de problemas

Se muestra "Err2" en la pantalla LCD cuando se toman mediciones de la grasa y el agua corporal.

El usuario no está descalzo. Quite los zapatos y los calcetines antes de usar la báscula.

El estado de la piel del usuario afecta a la lectura. Límpiese los pies con un paño húmedo y déjelos ligeramente húmedos antes de subir a la báscula.

Indicadores de advertencia

Lo: sustituir pilas.

0-1d: el peso supera la capacidad máxima.

ERR: peso inestable. Permanezca quieto.

Err2: fuera de los intervalos, operación incorrecta o mal contacto de los pies.

Especificaciones

Código del producto: SA00325

Pantalla: LCD

Batería: 3 pilas AAA de 1,5 V (incluidas)

Unidad de medida: kg/st/lb

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

 Este símbolo en el producto, en sus baterías o en su embalaje indica que dicho producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

PT | Conserve estas instruções para referência futura.

Instruções de segurança

Aviso da pilha: Mantenha fora do alcance das crianças

Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Apenas um eletricista qualificado deve realizar reparações. Não coloque, guarde ou utilize o produto próximo de luz solar direta, fontes de calor diretas ou num ambiente húmido. Este produto é um dispositivo de alta precisão e deve ser manuseado com cuidado. Este produto destina-se apenas a uso doméstico.

CUIDADO: não utilize a função de análise se tiver um pacemaker ou outro dispositivo médico. Em caso de dúvida, consulte o seu médico.

Segurança das pilhas

Este produto é fornecido com 3 pilhas AAA. Este produto deve ser utilizado apenas com pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas. As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta. As pilhas gastas devem ser retiradas do produto para evitar fugas.

Cuidados e manutenção

Lime o exterior da balança com um pano macio e húmido e deixe secar bem. Nunca mergulhe a balança em água ou em qualquer outro líquido. Não utilize detergentes de limpeza ou esfregões agressivos ou abrasivos para limpar a balança, pois pode causar danos.

Instruções de utilização

Antes da primeira utilização

Antes de utilizar a balança, retire a patilha isoladora de plástico do compartimento da pilha (se for o caso); esta ação irá ligar a balança. Certifique-se de que as pilhas estão inseridas com a polaridade correta. Se a balança estiver a ser utilizada num pavimento alcatifado, coloque as bases incluídas.

Ligar a balança de análise corporal

Esta balança utiliza tecnologia BIA (análise de bioimpedância) que passa um pequeno impulso elétrico através do corpo para distinguir a gordura da massa magra. O impulso elétrico não é sentido e é totalmente seguro. O contacto com o corpo é efetuado através de eletrodos de aço inoxidável sob uma plataforma de vidro. Para obter mais informações, acesse a <https://salter.com/understanding-your-measurements/>

PASSO 1: faça pressão no centro da plataforma de vidro e certifique-se de que não existe qualquer peso sobre a balança. Será apresentado "0.0/ZERO"

PASSO 2: selecione o modo de pesagem em kg, st ou lb premindo os botões [>] ou [<].

PASSO 3: a balança desligar-se-á, ficando pronta para utilização.

NOTA: se a balança for deslocada, o processo de inicialização tem de ser repetido.

Salvo esta exceção, pode subir para a balança.

Utilizar a balança de análise corporal apenas para uma leitura de peso

PASSO 1: suba para a plataforma e mantenha-se imóvel.

PASSO 2: após 2 a 3 segundos, a leitura do peso é apresentada.

PASSO 3: saia da balança; o peso é apresentado durante alguns segundos e, em seguida, a balança desliga-se.

Definir a memória para os utilizadores

PASSO 1: faça pressão no centro da plataforma com o pé.

PASSO 2: prima o botão [●] e o número de utilizador fica intermitente.

PASSO 3: assim que o número de utilizador estiver intermitente, selecione premindo [>] ou [<]. Prima [●] para confirmar a seleção.

PASSO 4: o símbolo de sexo masculino ou feminino ficará intermitente. Prima [>] para selecionar masculino, feminino, atleta do sexo feminino ou atleta do sexo masculino e, em seguida, prima [●].

PASSO 5: o visor de altura fica intermitente a seguir. Prima [>] ou [<], conforme necessário, para definir a altura do utilizador e, em seguida, prima [●].

PASSO 6: para definir a idade do utilizador, aguarde até que o visor da idade fique intermitente. Prima [>] e [<] para definir a idade e, em seguida, prima [●] para confirmar.

PASSO 7: será apresentado "0.0/ZERO". Para adicionar outro utilizador ou atualizar os dados memorizados, repita os passos 1 a 6.

MODO "ATLETA": um atleta define-se como uma pessoa que pratica uma atividade física intensa de aproximadamente 12 horas por semana e que tem uma frequência cardíaca em repouso de aproximadamente 60 batimentos por minuto ou menos.

NOTA: o modo "Atleta" só funciona se a idade do utilizador estiver definida entre 15 e 50 anos.

Utilizar a balança de análise corporal

PASSO 1: posicione a balança numa superfície plana e nivelada. faça pressão no centro da plataforma com o pé.

PASSO 2: prima o botão [●]. Selecione o número de utilizador premindo [>] ou [<].

PASSO 3: o visor LCD apresenta os dados guardados desse utilizador, seguido de uma leitura a zero.

PASSO 4: suba para a plataforma de vidro com os pés descalços e mantenha-se imóvel. Os pés têm de estar em contacto com os elétrodos de metal da plataforma.

PASSO 5: a leitura de peso será seguida da percentagem de gordura corporal, da percentagem total de água corporal, do IMC, da massa óssea, da massa muscular e da TMB.

NOTA: Para obter consistência, pese-se sempre na mesma balança colocada na mesma superfície do piso.

Não compare as medições de peso de uma balança com outra, pois algumas diferenças existirão devido a tolerâncias de fabrico. Colocar a balança num piso duro e uniforme irá garantir maior precisão e consistência.

Recomenda-se que efetue as medições na mesma altura do dia, de preferência no início da noite e antes de uma refeição para obter os resultados mais consistentes.

A balança faz um arredondamento por excesso ou por defeito para o incremento mais próximo. Se forem efetuadas duas medições do mesmo peso e estas diferirem por um incremento, o peso situa-se entre as duas medições.

Resolução de problemas

A mensagem "Err2" é apresentada no visor LCD ao efetuar medições de gordura corporal e água corporal.

O utilizador não está com os pés descalços. Antes de utilizar a balança, retire o calçado e as meias.

A condição de pele do utilizador está a afetar a leitura. Limpe os pés com um pano húmido, deixando-os ligeiramente húmidos antes de subir para a balança.

Indicadores de aviso

Lo – substituir a pilha.

0-Ld – o peso excede capacidade máxima.

ERR – Peso instável. Mantenha-se imóvel.

Err2 – fora do intervalo, operação incorreta ou mau contacto com os pés.

Especificações

Código do produto: SA00325

Visor: LCD

Pilhas: 3 pilhas AAA de 1,5 V (incluídas)

Unidades de medida: kg/st/lb

Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e pilhas/baterias



Este símbolo no produto, nas pilhas/baterias ou na embalagem significa que este produto e quaisquer pilhas/baterias que contenham não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, é da responsabilidade do utilizador entregá-lo a um ponto de recolha aplicável para a reciclagem de pilhas/baterias e equipamento elétrico e eletrónico. A recolha separada e a reciclagem ajudarão a conservar os recursos naturais e a evitar as potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente que resultariam de uma eliminação inadequada das substâncias perigosas que podem estar presentes nas pilhas/baterias e no equipamento elétrico e eletrónico. Alguns revendedores fornecem serviços de recolha que permitem ao utilizador devolver equipamento gasto para uma eliminação adequada. É da responsabilidade do utilizador apagar quaisquer dados relativos a equipamentos elétricos e eletrónicos antes da eliminação. Para obter mais informações sobre onde entregar as pilhas/baterias e os resíduos elétricos e eletrónicos, contacte o representante local da cidade/município, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou o revendedor.

PL | Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

BEZPIECZEŃSTWO AKUMULATORA: PRODUKT NALEŻY PRZEHOWYWAĆ W MIEJSU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Urządzenie powinien naprawiać tylko wykwalifikowany elektryk.

Nie należy umieszczać, przechowywać ani używać produktu w pobliżu bezpośredniego źródła światła słonecznego lub ciepła, a także w wilgotnym miejscu lub w miejscu o dużej wilgotności.

Ten produkt jest urządzeniem o wysokiej precyzyji; należy obchodzić się z nim ostrożnie.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

UWAGA: Nie należy korzystać z funkcji analizatora, jeśli korzystasz z rozrusznika lub innego urządzenia medycznego. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Bezpieczeństwo akumulatora

Produkt jest dostarczany z 3 bateriami AAA. Do tego produktu należy wykorzystywać wyłącznie baterie zalecone przez producenta lub baterie podobnego typu.

Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej bieguności.

Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia, aby uniknąć wycieków.

Konserwacja

Wytrzyj zewnętrzną część wagi za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki i

dokładnie osusz.

Nie wolno zanurzać wagi w wodzie ani innym płynie. Do czyszczenia wagi nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Przed użyciem wyjmij plastikową osłonkę z komory baterii (jeśli występuje). Spowoduje to włączenie wagi i jej gotowość do użycia. Włożyć baterie zgodnie z oznaczeniami biegunków. Jeśli waga jest używana na wykładzinie, należy założyć dołączone nozki.

Włączanie wagi z analizatorem składowi ciała

Ta waga wykorzystuje technologię BIA (analizy bioimpedancji elektrycznej, ang. Bio Impedance Analysis), która powoduje przepływy niskiego impulsu elektrycznego przez ciało w celu określenia ilości tkanki tłuszczowej względem biegunów. Impuls elektryczny jest niewyczekiwany i całkowicie bezpieczny. Kontakt z ciałem odbywa się za pomocą podkładek ze stali nierdzewnej pod szklaną platformą.Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://salter.com/understanding-your-measurements/>

KROK 1: Naciśnij środek szklanej platformy, ale nie kładź na niej żadnego ciężaru. Wyświetli się „0,0/ZERO”.

KROK 2: Wybierz jednostkę (kg – kilogram, st – kamień lub lb – funt), za pomocą przycisków strzałek [<>] lub [<<].

KROK 3: Waga wyłączy się i będzie gotowa do użytku.

UWAGA: W razie przesunięcia wagi należy powtórzyć proces inicjalizacji. W innych przypadkach należy od razu wejść na wagę.

Korzystanie z analizatora składowi ciała wyłącznie do odczytu wagi

KROK 1: Wejdź na platformę i staną nieruchomo.

KROK 2: Po 2–3 sekundach zostanie wyświetlony odczyt wagi ciała.

KROK 3: Jezdź z urządzenia. Pomiar będzie wyświetlany przez kilka sekund, a następnie waga wyłączy się automatycznie.

Ustawianie zapamiętywania pomiaru użytkownika

KROK 1: Naciśnij stopą środek platformy.

KROK 2: Naciśnij przycisk [<●>] – pojawi się numer użytkownika.

KROK 3: Gdy numer użytkownika zacznie migać, wybierz go, naciśkając strzałkę [<>] lub [<<]. Aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk [<●>].

KROK 4: Zacznie migać symbol męski lub kobiecy. Naciśnij strzałkę [<>], aby wybrać opcję kobiety, męski, kobiet sportowca lub męski sportowca, i naciśnij przycisk [<●>].

KROK 5: Na wyświetlaczu zacznie migać opcja wzrostu. W razie potrzeby ustaw wzrost użytkownika za pomocą strzałek [<>] lub [<<>] i naciśnij [<●>].

KROK 6: Aby ustawić wiek użytkownika, poczekaj, aż na wyświetlaczu zacznie migać opcja wieku. Ustaw wiek za pomocą strzałek [<>] i [<<>], a następnie zatwierdź wybór przyciskiem [<●>].

KROK 7: Na wyświetlaczu pojawi się „0,0/ZERO”. Aby dodać innego użytkownika lub zaktualizować zapamiętané dane, powtórz kroki 1–6.

TRYB SPORTOWY: sportowiec to osoba, która wykonuje intensywne ćwiczenia fizyczne przez około 12 godzin tygodniowo, posiadająca spoczynkową częstotliwość akcji serca w przybliżeniu 60 uderzeń na minutę lub mniejszą.

UWAGA: Tryb sportowca działa tylko wtedy, gdy opcja wieku użytkownika ma wartość od 15 do 50 lat.

Korzystanie z wagi z analizatorem składu ciała

KROK 1: Ustaw wagę na płaskiej, twardej powierzchni. Naciśnij stopą środek platformy.

KROK 2: Naciśnij przycisk [OK]. Wybierz numer użytkownika, naciskając strzałkę [>] lub [<].

KROK 3: Na wyświetlaczu LCD pojawią się dane zapisane dla tego użytkownika, a następnie odczyt zerowy.

KROK 4: Stań nieruchomo na szklanej platformie bosymi stopami. Stopy muszą dotykać metalowych podkładek na platformie.

KROK 5: Po odczyciu wagi zostanie wyświetlona wartość procentowa zawartości tkanki tłuszczowej, procentowa zawartość wody w całym organizmie, wskaźnik BMI, masa kości, masa mięśni oraz wskaźnik BMR.

UWAGA: Aby zapewnić spójność pomiarów, należy zawsze ważyć się na tej samej wadze umieszczonej na tej samej powierzchni podłogi.

Nie należy porównywać odczytów wagi dokonanych na różnych wagach, ponieważ mogą wystąpić pewne nieścisłości ze względu na tolerancje produkcyjne. Umieszczenie wagi na twardym, równym podłożu zapewni największą dokładność i spójność.

Dla spójności wyników zaleca się, aby odczyty były wykonywane z tej samej porządku, najlepiej wczesnym wieczorem i przed posiłkiem.

Waga zaokrąglą odczyt w górę lub w dół do najbliższej podziałki.

Jeżeli ciężar zostanie zmierzony dwa razy, a odczyty różnią się o jedną podziałkę, ciężar mieści się między tymi dwoma odczytami.

Rozwiązywanie problemów

Podczas wykonywania pomiarów tkanki tłuszczowej i poziomu wody w organizmie na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie „Err2”.

Użytkownik nie ma bosych stóp. Przed użyciem wagi zdejmij buty i skarpetki. Stan skóry użytkownika ma wpływ na odczyt. Przed wejściem na wagę wytrzyj stopy wilgotną szmatką, pozostawiając je lekko wilgotne.

Kontrolki ostrzegawcze

Lo – bateria wymaga wymiany.

0-Ld – ciężej przekracza maksymalny limit.

ERR – niestabilna waga. Należy stań nieruchomo.

Err2 – poza zasięgiem, nieprawidłowe działanie lub słaby kontakt stóp z platformą.

Specyfikacje

Kod produktu: SA00325

Wyświetlacz: LCD

Bateria: 3 x AAA 1,5 V (w zestawie)

Jednostka miary: kg/st/lb

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

 Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrobnny proces zbiernia i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsca wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

HU | Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

AKKUMULÁTORBIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS: GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ

A termék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. A javítást kizártol szakképzett villanyserelő végezheti.

Ne helyezze, tárolja vagy használja a terméket könyvtelen napfények vagy hőforrásnak kitéve, valamint nedves/páras környezetben.

Ez a termék egy nagy pontosságú eszköz, óvatosan kezelje.

Ez a termék kizárolg háztartási célú használatra szolgál.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja az elemző funkciót, ha szívritmus-szabályozával vagy egyéb orvos eszközzel rendelkezik. Ha kétségei vannak, forduljon kezelőorvosához.

Akkumulátorbiztonság

A terméket 3 db AAA elemmel szállítjuk. Ez a termék csak ugyanolyan vagy a javasoltal egyenértékű elemmel használható.

Az elemeket a helyes polaritás szerint kell behelyezni.

A lemerült elemeket el kell távolítani a termékből a szivárgás elkerülése érdekében.

Ápolás és karbantartás

A mérleg burkolatát puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd hagyja alaposan megszáradni.

Soha ne merítse a mérlegét vízbe vagy más folyadékba. A mérleg tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy sűrolószeret, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

Használati útmutató

Az első használat előtt

Használat előtt távolítsa el a müanyag leválasztó fület az elemtaróból (amennyiben van ilyen). Ezzel bekapcsolja a mérleget. Ügyeljen arra, hogy az elemek a polaritásnak megfelelően legyenek behelyezve. Ha szörnyegen használja a mérleget, rögzítse a mellékelt lábakat.

A testelemző mérleg bekapcsolása

Erzékelés: Nyomja meg az üveg mérőlap középét, és győződjön meg arról, hogy nincs súly a mérlegen. A kijelzőn megjelenik a "0.0/ZERO" felirat.

2. LÉPÉS: Valassza ki a kg, st vagy lb súlymérési módot a [>] vagy [<] gombok megnyomásával.

3. LÉPÉS: A mérleg kikapcsol és készen áll a használatra.

MEGJEGYZÉS: Az inicializálási folyamatot meg kell ismételni, ha a mérleg elmozdult.

Minden egyéb esetben lépjön egyenesen a mérlegre.

A testelemző mérleg használata csak súlyméréshez

1. LÉPÉS: Lépjén a mérlegre, és maradjon mozdulatlan.

2. LÉPÉS: 2-3 másodperc után a mért súly megjelenik a kijelzőn.

3. LÉPÉS: Lépjén le a mérlegről. A kijelző még néhány másodpercig mutatni fogja a mért súlyt, majd a mérleg kikapcsol.

Felhasználói memória beállítása

1. LÉPÉS: A lábával nyomja le a felület középét.

2. LÉPÉS: Nyomja meg a [OK] gombot, ekkor a felhasználói szám villogni kezd.

KROK 1: Zatlačte na střed skleněné desky a ujistěte se, že na váze není žádná zátěž. Zobrazí se položka „**0.0/ZERO**“.

KROK 2: Stisknutím tlačítka [**>**] nebo [**<**] vyberte režim hmotnosti v kg, st nebo lb.

KROK 3: Váha se vypne a je připravena k použití.

POZNÁMKA: Pokud se váha posune, bude nutné proces inicializace započítat.

Ve všech ostatních případech si stoupněte přímo na váhu.

Použití váhy s analýzou Body Analyser pouze pro zobrazení hmotnosti

KROK 1: Stoupněte si na platformu a klidně stůjte.

KROK 2: Během 2–3 sekund se zobrazí vaše hmotnost.

KROK 3: Sestupeťte z váhy; na několik sekund se zobrazí hmotnost a váha se vypne.

Nastavení uživatelské paměti

KROK 1: Nohou zatlačte na střed platformy.

KROK 2: Stiskněte tlačítko [**0**]. Začne blikat číslo uživatele.

KROK 3: Jakmile blížka požadované číslo uživatele, provedte výběr stisknutím tlačítka [**>**] nebo [**<**]. Stisknutím tlačítka [**0**] potvrďte výběr.

KROK 4: Začne blikat symbol muže nebo ženy. Stisknutím tlačítka [**>**] vyberte ženu, muže, sportovkyni nebo sportovce a poté stiskněte tlačítko [**0**].

KROK 5: Jako další bude blikat zobrazení výšky. Stisknutím tlačítka [**>**] nebo [**<**] podle potřeby nastavte výšku uživatele a poté stiskněte tlačítko [**0**].

KROK 6: Chcete-li nastavit věk uživatele, počkejte, až začne blikat údaj o věku. Stisknutím tlačítka [**>**] a [**<**] nastavte věk a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka [**0**].

KROK 7: Zobrazí se „**0.0/ZERO**“. Chcete-li přidat dalšího uživatele nebo aktualizovat uložená data, opakujte kroky 1–6.

SPORTOVNÍ REŽIM Sportovec je osoba, která se přibližně 12 hodin týdně věnuje intenzivní tělesné činnosti a má klidovou tepovou frekvenci přibližně 60 tepů za minutu nebo méně.

POZNÁMKA: Režim Athlete (Sportovec) bude fungovat pouze v případě, že je věk uživatele nastaven na 15 až 50 let.

Použití váhy s analýzou Body Analyser

KROK 1: Váhu vždy umístěte na plochý, rovný povrch. Nohou zatlačte na střed platformy.

KROK 2: Stiskněte tlačítko [**0**]. Vyberte číslo uživatele stisknutím tlačítka [**>**] nebo [**<**].

KROK 3: Na displeji LCD se zobrazí uložená data pro daného uživatele a poté hodnota nula.

KROK 4: Stoupněte bosýma nohami na skleněnou platformu a klidně stůjte. Nohy musí být v kontaktu s kovovými ploškami na platformě.

KROK 5: Po zobrazení hmotnosti bude následovat procento obsahu tuku v těle, celkové procento vody v těle, hmotnost kostry, hmotnost svalů a index BMR.

POZNÁMKA: Pro zajištění konzistence se vždy važte na stejně váze umístěné na stejném povrchu podlahy.

Neporovnávejte měření hmotnosti z jedné váhy s měřením z druhé váhy, protože mezi nimi budou rozdíly kvůli výrobním tolerancím. Umísteťte váhu na tvrdou, rovnou podlahu, abyste zajistili co největší přesnost a konzistenci.

Pro dosažení co nejkonzistentnějších výsledků se doporučuje provádět měření ve stejnou denní dobu, nejlépe brzy večer a před jídlem.

Hmotnost se zaokrouhlí nahoru nebo dolu na nejbližší přírůstek. Pokud se hmotnost měří dvakrát a hodnoty se liší o jeden přírůstek, hmotnost leží mezi těmito dvěma hodnotami.

Odstraňování problémů

Er2 se zobrazuje na displeji LCD při měření obsahu tuku v těle a obsahu vody v těle.

Uživatel nemá bosé nohy. Před použitím váhy si zjistěte boty a sundejte ponožky. Stav pokožky uživatele ovlivňuje zobrazenou hodnotu. Než vstoupíte na váhu, odřete nohy vlnkým hadříkem a nechte je mírně navlhčené.

Výstražné kontroly

Lo – Vyměňte baterii.

0-Ld – Hmotnost překračuje maximální nosnost váhy.

ERR – Nestabilní hmotnost. Stříjte klidně.

Err2 – Mimo rozsah, chybá funkce nebo nedostatečný kontakt s chodidly.

Specifikace

Kód výrobku: SA00325

Displej: LCD

Baterie: 3x 1,5V baterie AAA (jsou součástí balení)

Jednotka měření: kg/st/lb

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamená, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesměj likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklaci napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálně negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Některé prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení. Další informace o tom, kde odvezdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, službu likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

SK | Pokyny si odložte pre nahľadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE TÝKAJÚCE SA BATÉRIE: DRŽTE MIMO DOSAHU DETÍ

Tento výrobok neobsahuje žiadne diely, ktorých údržbu môže vykonávať používateľ. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

Výrobok neodkladajte ani neskladujte v blízkosti priameho slnečného zářenia, priamých zdrojov tepla, ani v mokrom/vysoko vlhkom prostredí.

Tento výrobok má vysokú presnosť, zaobchádzajte s ním opatrne.

Tento výrobok je určený len na domáce použitie.

UPOMINIEK: Nepoužívajte funkciu analýzy, ak máte kardiostimulátor alebo používatejte nejaký iný zdravotnícku pomôcku. V prípade pochybností sa poradte so svojím lekárom.

Bezpečnosť batérie

Tento produkt je dodávaný s 3 batériami AAA. S týmto výrobkom sa môžu používať iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako sú odporúčané.

Batérie je nutné vkladať so správnou polaritou.

Vybité batérie je nutné z výrobku vybrať, aby nevytekali.

Starostlivosť a údržba

Utrite povrch váhy mäkkou, vlhkou handričkou a nechajte ho riadne vysušiť.

Váhy nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny. Na čistenie váh nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky či drátenky, pretože by mohlo dôjsť k ich poškodeniu.

Návod na použitie

Pred prvým použitím

Pred použitím odstráňte plastový izolačný prúžok z priehradky na batériu (v prípade, že sa tam nachádza), čím sa spustí napájanie váhy. Uistite sa, že sú batérie vložené podľa správej polarity. Ak sa váha používa na podlahe s kobercom, pripojte priložené kobercové nožičky.

Zapnutie váhy s telesnou analýzou

Tieto váhy využívajú technológiu BIA (Bio Impedance Analysis), ktorá telom vysielá malý elektrický impulz na rozlíšenie tukového a netukového tkaniva. Tento elektrický impulz nie je citelný a je úplne bezpečný. Kontakt s telom sa realizuje prostredníctvom nerezových podložiek pod sklenenou platformou. Viac informácií nájdete na webovej lokalite

<https://salter.com/understanding-your-measurements/>.

1. KROK: Stlačte stred sklenenej platformy a dbajte na to, aby váhy neboli ničím zatažené. Zobrazia sa údaj „**0.0/ZERO**“.

2. KROK: Stlačením šípky **[>]** alebo **[<]** vyberte režim vázenia v kg, st alebo lb.

3. KROK: Váhy sa vypnú a sú pripravené na použitie.

POZNÁMKA: Ak váhy presuniete, je potrebné postup nastavenia vás zapokovať.

V ostatných prípadoch sa môžete hned postaviť na váhy.

Používanie váhy s telesnou analýzou len na vázenie

1. KROK: Postavte sa na platformu a nehybte sa.

2. KROK: Po 2–3 sekundách sa zobrazí vaša hmotnosť.

3. KROK: Zostúpte z váhy. Na váhach sa ešte niekoľko sekúnd bude zobrazovať hmotnosť a potom sa vypnú.

Nastavenie používateľskej pamäte

1. KROK: Nohou zatlačte na stred sklenenej platformy.

2. KROK: Stlačte tlačidlo **[O]** (Vybrať) a začne blikat číslo používateľa.

3. KROK: Zatiaľ čo bliká číslo používateľa, stlačte šípku **[>]** alebo **[<]**. Potvrdte výber stlačením tlačidla **[O]** (Vybrať).

4. KROK: Začne blikat symbol muža alebo ženy. Stlačením šípky **[>]** vyberte možnosť female (žena), male (muž), female athlete (žena športovkyňa) alebo male athlete (muž športovec) a následne stlačte tlačidlo **[O]** (Vybrať).

5. KROK: Potom začne blikat hodnota výšky. Podľa potreby stlačte šípku **[>]** alebo **[<]** a nastavte výšku používateľa a následne stlačte tlačidlo **[O]** (Vybrať).

6. KROK: Na nastavenie veku používateľa počkajte, kým začne blikať vek. Stlačením šípok **[>]** a **[<]** nastavte vek a následne potvrdte výber stlačením tlačidla **[O]** (Vybrať).

7. KROK: Zobrazia sa údaj „**0.0**“. Ak chcete pridať ďalšieho používateľa alebo aktualizať užívanej údaje, zopakujte kroky 1–6.

SPORTOVÝ REZIM: Športovec je osoba, ktorá sa približne 12 hodín týždenne venuje intenzívnej telesnej činnosti a má pulzovú frekvenciu v pokojnom stave približne 60 pulzov za minútu alebo menej.

POZNÁMKA: Režim športovca bude fungovať len vtedy, ak je nastavený vek používateľa v rozmedzí od **15 do 50 rokov**.

Používanie váhy s telesnou analýzou

1 KROK: Umiestnite váhy na rovný a vyrównaný povrch. Nohou zatlačte na stred sklenenej platformy.

2. KROK: Stlačte tlačidlo **[O]** (Vybrať). Stlačením šípky **[>]** alebo **[<]** vyberte číslo používateľa.

3. KROK: Na LCD displeji sa zobrazia uložené údaje pre daného používateľa a následne za zobrazí nula.

4. KROK: Postavte sa bosými nohami na váhy a nehybte sa. Chodidlá musia byť v kontakte s kovovými podložkami na platforme.

5. KROK: Po načítaní hmotnosti bude nasledovať percento telesného tuku, celkové percento vody v tele, index telesnej hmotnosti (BMI), kostná hmota, svalová hmota a hodnota bazálneho metabolizmu (BMR).

POZNÁMKA: Na dosiahnutie konzistentných výsledkov vždy používajte na vázenie tie isté váhy umiestnené na tom istom povrchu.

Neporovnávajte hodnoty namerané rôznymi váhami, keďže z dôvodu výrobňskych odchýlok sú medzi nimi isté rozdiely. Umiestnením váh na trvú a rovnú podlahu zaistite najväčšiu možnú presnosť a konzistentnosť výsledkov.

Na dosiahnutie čo najkonzistentnejších výsledkov sa odporúča väzti v rovnakom čase počas dňa, najlepšie skoro večer a pred jedlom.

Váhy zaokruhľujú namerané hodnoty nahor alebo nadol na najbližšiu desatinu. Ak sa hodnoty opakovaneho merania lišia o jednu desatinu, znamená to, že hodnota hmotnosti je medzi týmito dvoma nameranými hodnotami.

Riešenie problémov

Na LCD displeji sa počas merania telesného tuku a vody v tele zobrazuje hlásenie „**Err2**“.

Používateľ nie je bosý. Pred použitím váh sa vyzrite a vyzlečte si ponozky. Stav ponozky používateľa ovplyvňuje meranie. Predtým, ako sa postavíte na váhy, si pretrite chodidlá vlhkou hantričkou tak, aby zostali mierne vlhké.

Výstražné indikátory

Lo – Vymenite batériu.

0-Ld – Hmotnosť prekráča maximálnu povolenú hmotnosť.

ERR – Nestala hmotnosť. Nehybte sa.

Err2 – Mimo rozsahu, nesprávna prevádzka alebo zly kontakt chodidel.

Technické údaje

Kód výrobku: SA00325

Displej: LCD

Batéria: 3 batérie typu AAA 1,5 V (súčasťou balenia)

Merná jednotka: kg/st/lb

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produktoch, jeho batériach alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v nom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom.

Namesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudske zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej príťomnosti nebezpečných látok v batériach a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú službu spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starost používateľ.** Ďalej informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

SV | Spara instruktionerna för framtida bruk.

Säkerhetsinstruktioner

BATTERIWARNING: FÖRVARAS OÄLKOMLIGT FÖR BARN

Den här produkten innehåller inga delar som kan repareras av användaren.

Reparationer får endast utföras av auktoriserade elektriker.

Placer och använd inte apparaten nära direkt solljus eller direkta värmekällor eller i fuktiga miljöer.

Apparaten är en högprecisionssapparat. Hantera den försiktigt.

Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.

VARNING! Använd inte analysfunktionen om du använder en pacemaker eller annan medicinsk enhet. Konsultera med din läkare om du är osäker.

Batterisäkerhet

Produkten levereras med 3 st. AAA-batterier. Endast batterier av samma eller motsvarande typ som de som rekommenderas får användas med denna produkt. Batterierna ska sättas i med polerna åt rätt håll.

Ta ut uttjänta batterier ur produkten för att undvika läckage.

Skötsel och underhåll

Torka av vägens yta med en mjuk, fuktig trasa och låt den torka helt.

Sänk aldrig ner vägen i vatten eller i någon annan vätska. Använd inte starka eller slipande rengörings- eller putsmedel för att rengöra vägen. Om du gör det kan den skadas.

Bruksanvisning

Före första användning

Ta bort isoleringsflikken av plast från batterifacket (om en sådan finns). Detta startar vägen så att den är redo att användas. Se till att batterierna är isatta åt rätt håll. Om vägen används på ett golv med matta sätter du på de medföljande mattfötterna på vägen.

Sätta på vägen med analysfunktioner

Den här vägen har BIA-teknik (Bio Impedance Analysis) som används till att skicka små elektriska impulser genom kroppen för att särskilja fet från muskelvävnad. Det går inte att känna de elektriska impulserna och de är fullständigt säkra. Kontakt med kroppen sker med hjälp av plattor i rostfritt stål under glaspollplattformen. Mer information finns på <https://salter.com/understanding-your-measurements/>

STEG 1: Tryck på mitten av glaspollplattformen och se till att det inte finns någon vikt på vägen. **"0.0/ZERO"** visas.

STEG 2: Välj om du vill mäta vikt i kg, stone eller pund genom att trycka på [**>**] och [**<**].

STEG 3: Vägen stängs av och är sedan redo att användas.

OBS! Om du flyttar vägen måste du upprepa initieringsprocessen.
Om du inte har flyttat på den ställer du dig bara på den.

Använda vägen med analysfunktioner till att väga dig

STEG 1: Ställ dig på plattformen och stå still.

STEG 2: Efter 2–3 sekunder visas din vikt.

STEG 3: Kliv av vägen igen. Vikten visas i några sekunder och sedan stängs vägen av automatiskt.

Ställa in användarminne

STEG 1: Tryck på mitten av plattformen med foten.

STEG 2: Tryck på [**①**]. Ett användarnummer blinkar.

STEG 3: Välj användare genom att trycka på [**>**] och [**<**]. Tryck på [**②**] för att bekräfta valet.

STEG 4: Symbolen för man eller kvinna blinkar. Tryck på [**>**] för att välja kvinna, man, kvinnlig atlet eller manlig atlet och tryck sedan på [**③**].

STEG 5: Inställningen för användarhöjd blinkar. Tryck på [**>**] och [**<**] för att ställa in användarhöjd och tryck sedan på [**④**].

STEG 6: Inställningen för användaralder blinkar. Tryck på [**>**] och [**<**] för att ställa in ålder och tryck sedan på [**⑤**].

STEG 7: **"0.0/ZERO"** visas. Om du vill lägga till fler användare eller uppdatera de sparade data upprepar du steg 1–6.

IDROTTARLÄGE: En idrottare är definierat som en person som håller på med intensiv fysisk aktivitet ungefär 12 timmar i veckan och som har en vilopuls på ungefär 60 slag i minuten eller mindre.

OBS! Det går endast att använda atletläget när du ställer in användaralder till mellan 15 och 50 år.

Använda vägen med analysfunktioner

STEG 1: Placera vägen på en plan, jämn yta. Tryck på mitten av plattformen med foten.

STEG 2: Tryck på [**①**]. Välj användarnummer genom att trycka på [**>**] och [**<**].

STEG 3: Sparade data för den valda användaren med nollavläsning visas på skärmen.

STEG 4: Ställ dig på plattformen med bara fötter och stå still. Fötterna måste vara i kontakt med metallplattorna på plattformen.

STEG 5: Viktvälvningen följs av procentandel kroppsflött, procentandel kroppsvatten, kroppsmasseindex (BMI), benmassa, muskellmassa och BMR.

OBS! För att resultaten ska bli konsekventa måste du väga dig på samma väg på samma golvtyper.

Jämför inte din vikt på en väg med din vikt på en annan väg eftersom det kan finnas skillnader på grund av tillverkningsstolerans. Placer vägen på ett hårt jämnt golv för högsta möjliga noggrannhet och konsekvens.

Det rekommenderas att avläsningarna görs vid samma tid på dagen, helst tidigt på kvällen och före en måltid för att få så konsekventa resultat som möjligt.

Vägen avrundar uppåt eller nedåt till närmaste vikt. Om vikten mäts två gånger och avläsningarna skiljer sig från varandra, ligger vikten mellan de två avläsningarna.

Felsökning

"Err2" visas på skärmen när du möter kroppsflött och -vatten.

Du är inte barfota. Ta av dig skor och strumpor innan du använder vägen.

Ditt hudtillstånd påverkar avläsningen. Torka av fötterna med en fuktig trasa så att de är något fuktiga innan du ställer dig på vägen.

Varningsindikatorer

Lo – byt batteriet.

0-Ld – vikten överstiger den maximala kapaciteten.

ERR – vikten är inte stabil. Stå stilla.

Err2 – utanför intervallet, felaktig användning eller dålig kontakt med fötterna.

Specifikationer

Produktkod: SA00325

Skärm: LCD

Batteri: 3 st. 1,5 V AAA-batterier (medföljer)

Mättenheter: kg/st/lb

Kassering av uttjänta batterier och elektrisk och elektronisk utrustning



Den här symbolen på produkten, dess batterier eller dess förpackning innebär att produkten och eventuella batterier som sitter i den inte får kasseras tillsammans med hushållsavfallet. Det är ditt ansvar att lämna

över den till en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av batterier och elektrisk och elektronisk utrustning. Den separata insamlingen och återvinningen bidrar till att bevara naturresurser och förhindra potentiella negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön på grund av eventuell förekomst av farliga ämnen i batterier och elektrisk och elektronisk utrustning som kan orsakas av felaktig kassering. Vissa återförsäljare tillhandahåller återlämningstjänster så att användare kan lämna tillbaka uttjänt utrustning för korrekt kassering. **Det är användarens ansvar att radera alla data på elektrisk och elektronisk utrustning före kassering.** Om du vill ha mer information om var du kan lämna batterier samt elektriskt och elektroniskt avfall kontakter du kommunen, återvinningsmyndigheten eller återförsäljaren.

DA | Gem vejledningen til fremtidig reference.

Sikkerhedsvejledning

BATTERISIKKERHED: OPBEVARES UTILGÅNGELIGT FOR BØRN

Dette produkt har ingen brugerudskiftelige dele. Reparationer bør kun udføres af en kvalificeret elektriker.

Produkten må ikke placeres, opbevares eller bruges i nærheden af direkte sollys, direkte varmekilder eller under forhold med høj luftfugtighed.

Dette produkt er en højpræcisionsenhed. Håndtér med forsigtighed.

Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug.

FORSIGTIG: Brug ikke analysefunktionen, hvis du bruger pacemaker eller andet medicinsk udstyr. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din læge.

Batterisikkerhed

Dette produkt leveres med 3 x AAA-batterier. Der bør kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som de anbefalede til dette produkt. Batterierne skal isættes, så de vender rigtigt. Brugte batterier skal tages ud af produktet for at undgå lækage.

Pleje og vedligeholdelse

Tør vægtens yderside af med en blød, fugtig klud, og lad den tørre helt. Nedskær aldrig vægten i vand eller andre væsker. Brug aldrig skrappe eller slibende rengøringsmidler eller skuressvampe til rengøring af vægten, da dette kan beskadige den.

Brugsanvisning

Før første ibrugtagning

Fjern plastisoleringstappen (hvis relevant) fra batterirummet før brug. Derved tændes vægten. Sørg for, at batterierne er sat i, og at de vender rigtigt. Hvis vægten anvendes på et tæpperelagd gulv, skal du fastgøre de medfølgende tæppefodder.

Sådan tænder du kropsanalysevægten

Denne vægt anvender BIA-teknologi (Bio Impedance Analysis), som overfører en lille elektrisk impuls gennem kroppen for at skelne mellem fedt og magert væv. Den elektriske impuls kan ikke mærkes og er helt sikker. Kontakten med kroppen sker via pudser af rustfrit stål under glasplattformen. Du kan finde flere oplysninger på <https://salter.com/understanding-your-measurements/>

TRIN 1: Tryk på midten af glasplattformen, og sørg for, at der ikke er nogen vægt på vægten. **0,0/ZERO** vises.

TRIN 2: Vælg enten kg, st eller lb som måleenhed ved at trykke på [**>**] eller [**<**].

TRIN 3: Vægten slukker og er nu klar til brug.

BEMÆRK: Opstartsprocessen skal gentages, hvis vægten flyttes.
På alle andre tidspunkter skal du træde lige op på vægten.

Brug af kropsanalysevægten udelukkende til vægtaflæsning

TRIN 1: Træd op på plattformen, og stå stille.

TRIN 2: Vægtaflæsningen vil blive vist efter 2–3 sekunder.

TRIN 3: Træd ned fra vægten. Vægten vises i et par sekunder, hvorefter vægten automatisk slukker.

Indstilling af brugerhukommelse

TRIN 1: Tryk på midten af plattformen med føden.

TRIN 2: Tryk på knappen [**0**], et brugernummer blinker.

TRIN 3: Når brugernummeret blinker, skal du vælge ved at trykke på [**>**] eller [**<**]. Tryk på [**0**] for at bekræfte valget.

TRIN 4: Symbolet for mand eller kvinde vil blinke. Tryk på [**>**] for at vælge kvinde, mand, kvindelig atlet eller mandlig atlet, og tryk derefter på [**0**].

TRIN 5: Derefter blinker displayet for højde. Tryk på [**>**] eller [**<**] efter behov for at indstille brugerhøjden, og tryk derefter på [**0**].

TRIN 6: Hvis du vil indstille brugerens alder, skal du vente, indtil displayet for alder blinker. Tryk på [**>**] og [**<**] for at indstille alderen, og tryk derefter på [**0**] for at bekræfte.

TRIN 7: "0,0/ZERO" vil blive vist. Gentag trin 1 til 6 for at tilføje en anden bruger eller opdatere de gennem oplysninger.

ATLET-TILSTAND: En atlet defineres som en person, som udover intens fysisk aktivitet ca. 12 timer om ugen, og som har en hvilepuls på ca. 60 slag i minutten eller mindre.

BEMÆRK: Atlet-tilstanden fungerer kun, hvis brugerens alder er indstillet til mellem 15 og 50 år.

Sådan bruger du kropsanalysevægten

TRIN 1: Anbring vægten på en flad, plan overflade. Tryk på midten af plattformen med føden.

TRIN 2: Tryk på knappen [**0**]. Vælg brugernummer ved at trykke på [**>**] eller [**<**].

TRIN 3: LCD-displayet viser de gemte data for den pågældende bruger efterfulgt af en nulaflæsning.

TRIN 4: Træd op på glasplattformen med bare fodder, og stå stille. Fodderne skal være i kontakt med metalpuderne på plattformen.

TRIN 5: Vægtaflæsningen efterfølges af fedtprocent, samlet vandprocent for kroppen, BMI, knoglemasse, muskelmasse og BMR.

BEMÆRK: Med henblik på at få sammenlignelige resultater skal du altid veje dig på den samme vægt og på samme gulvoverflade. Sammenlign ikke vægtaflæsninger fra én vægt med en anden, da det vil forekomme forskelle på grund af produktionstolerancer. Anbringelse af vægten på et hårdt, jævnt gulv sikrer størst mulig nøjagtighed og pålitelighed.

Det anbefales, at der foretages aflæsninger samme tid på dagen, helst tidligt om aftenen og før et måltid, for at opnå så ensartede resultater som muligt.

Vægten runder op eller ned til nærmeste interval. Hvis vægten måles to gange, og aflæsningerne afviger med ét interval, ligger vægten mellem de to aflæsninger.

Fejlfinding

"Err2" vises på LCD-displayet, når der foretages målinger af kropsfedt og kropsvand.

Brugeren har ikke bare fodder. Tag sko og sokker af, før du bruger vægten.

Brugerens hudtilstand påvirker aflæsningen. Tør fodderne af med en fugtig klud, og lad dem være lidt fugtige, når du træder op på vægten.

Advarselsindikatorer

Lo – udskift batteriet.

0-Ld – vægten overstiger den maksimale kapacitet.

ERR – ustabil vægt. Stå stille.

Err2 – uden for området, forkert betjening eller dårlig fodkontakt.

Specifikationer

Produktkode: SA00325

Display: LCD-

Batteri: 3 x 1,5 V AAA-batterier (medfølger)

Måleenhed: kg/st/lb

Bortskaffelse af brugte batterier og elektrisk og elektronisk udstyr

 Dette symbol på produktet, dets batterier eller dets emballage betyder, at dette produkt og eventuelle batterier, det indeholder, ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I stedet er det brugers

ansvar at aflevere dem til et relevant indsamlingssted for genbrug af batterier og elektrisk og elektronisk udstyr. Denne særsikre indsamlung og genanvendelse vil bidrage til at bevare naturressourcerne og forhindre mulige negative konsekvenser for menneskers sundhed og miljøet på grund af eventuel tilstedeværelse af farlige stoffer i batterier og elektrisk og elektronisk udstyr, som kan være forårsaget af forkert bortskaffelse. Nogle forhandlere har returneringstjenester, som giver brugeren mulighed for at returnere brugt udstyr med henblik på passende bortskaffelse. Det er brugeren ansvar at slette alle data på elektrisk og elektronisk udstyr før bortskaffelse. For yderligere oplysninger om, hvor batterier, elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes, bedes du kontakte det lokale by-/kommunekontor, renovationstjenesten eller forhandleren.

NO | Ta vare på bruksanvisningen til fremtidig bruk.

Sikkerhetsanvisninger

BATTERISIKKERHET: OPPBEVARES UTILGIJENGELIG FOR BARN

Dette produktet inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Reparasjonen bør kun utføres av en kvalifisert elektriker. Ikke plasser, oppbevar eller bruk produktet nær direkte sollys, direkte varmekilder eller i et fuktig miljø. Dette produktet er en høypresisjonsenhets. Behandle det med forsiktighet. Dette produktet er bare tiltenkt husholdningsbruk.

FORSIKTIG: Analysefunksjonen skal ikke brukes hvis du har pacemaker eller annen medisinsk anordning montert. Hvis du er i tvil, må du rádføre deg med lege.

Batterisikkerhet

Dette produktet leveres med 3 AAA-batterier. Bare batterier av samme eller tilsvarende type som dem som anbefales, skal brukes sammen med dette produktet. Batteriene må settes inn med riktig polaritet. Tomme batterier bør fjernes fra produktet for å unngå lekkasje.

Vedlikehold

Tørk utsiden av vekten med en myk, fuktig klut, og vent til den er helt tørr. Senk aldri vekten i vann eller annen væske. Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler eller skuremidler når du rengjør vekten, da dette kan skade overflaten.

Bruksanvisning

Før første gangs bruk

Fjern plastisolatortappen fra batteriommet (hvis den finnes på enheten) før bruk. Dette slår på vekten. Kontroller at batteriene monteres med riktig polaritet. Hvis vekten brukes på et teppebelagte gulv, festet du de inkluderte teppeføttene.

Slå på Kroppsanalysevekten

Denne vekten bruker BIA-teknologi (Bio Impedance Analysis), som sender en svak elektrisk impuls gjennom kroppen for å skille mellom fett og magert vev. Man kjenner ikke den elektriske impulsen, og det er helt trygt. Vekten får kontakt med kroppen via plater i rustfritt stål under glassplattformen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til

<https://salter.com/understanding-your-measurements/>

TRINN 1: Trykk midt på glassplattformen, og kontroller at det ikke er noe vekt på vekten. Vekten viser **<0,0/ZERO>**.

TRINN 2: Velg kg-, st- eller lb-vektmodus ved å trykke på **[>]** eller **[<]**-knappene.

TRINN 3: Vekten slår seg av og er nå klar til bruk.

MERK: Startprosessen må gjentas hvis vekten flyttes.
Alle andre ganger kan du gå direkte på vekten.

Slik bruker du Kroppsanalysevekten kun for vektavlesning

TRINN 1: Gå opp på plattformen og stå stille.

TRINN 2: Vekten din vises etter 2-3 sekunder.

TRINN 3: Gå av. Vekten blir synlig i noen sekunder før vekten slår seg av.

Innstilling av brukerminne

TRINN 1: Trykk på midten av plattformen med foten.

TRINN 2: Trykk på **[0]**-knappen. Et brukernummer blinker.

TRINN 3: Når brukernummeret blinker, velger du det ved å trykke på **[>]** eller **[<]**. Trykk på **[0]** for å bekrefte valget.

TRINN 4: Det blinker et symbol for mann eller kvinne. Trykk på **[>]** for å velge kvinne, mann, idrettskvinne eller idrettsmann, og trykk deretter på **[0]**.

TRINN 5: Deretter blinker skjermen for hoyde. Trykk på **[>]** eller **[<]** ved behov for å stille inn brukerhøyde, og trykk deretter på **[0]**.

TRINN 6: For å stille inn brukeralder må du vente til skjermen for alder blinker.

Trykk på **[>]** og **[<]** for å stille inn alder, og trykk deretter på **[0]** for å bekrefte.

TRINN 7: <0,0/ZERO> vises på skjermen. For å legge til en ny bruker eller oppdatere de lagrede dataene kan du gjenta trinn 1-6.

ATLETMODUS: Definisjonen på en atlet er en person som driver med intens fysisk aktivitet i cirka 12 timer per uke, og som ved hvile har 60 hjerteslag per minut, eller mindre.

MERK: Atletmodus fungerer kun hvis brukeralderen er stilt inn på mellom 15 og 50 år.

Slik bruker du Kroppsanalysevekten

TRINN 1: Plasser vekten på en flat, jevn overflate. Trykk på midten av plattformen med foten.

TRINN 2: Trykk på **[0]**-knappen. Velg brukernummer ved å trykke på **[>]** eller **[<]**.

TRINN 3: LCD-skjermen viser lagrede data for brukeren, og deretter en null-avleining.

TRINN 4: Gå barfot på glassplattformen og stå stille. Føttene må være i kontakt med metallplatene på plattformen.

TRINN 5: Vektavlesningen vil bli etterfulgt av fettprosent, total vannprosent i kroppen, BMI, benmasse, muskelmasse og BMR.

MERK: Vei alltid på samme vekt og på samme gulvflate for å få en konsekvent avleining.

Ikke sammenligne tall fra flere vekter, siden konstruksjonen alltid vil gi små forskjeller fra vekt til vekt. Plasser vekten på et hardt, flatt gulv for å få en så nøyaktig og konsekvent avleining som mulig.

Det anbefales at avlesninger tas samme tid på dagen, helst tidlig om kvelden og før et måltid for å få de mest konsekvente resultatene.

Vekten runder opp eller ned til nærmeste vecketrinn. Hvis vekten måles to ganger og verdiene varierer med ett trinn, ligger vekten mellom de to verdiene.

Feilsøking

<Err2> vises på LCD-skjermen når man mäter fett- og vannprosent.

Brukeren går ikke barfott. Ta av sko og sokker før du bruker vekten.

Hudtilstanden til brukeren påvirker avlesningen. Tørk føttene med en fuktig klut slik at de er litt fuktige før du går opp på vekten.

Advarselsindikatorer

Lo – Bytt batteri.

0-Ld – Vekten overskridt maksimal kapasitet.

ERR – Ustabilt vekt. Stå stille.

Err2 – Utferdig området, feil operasjon eller dårlig fotkontakt.

Spesifikasjoner

Produktkode: SA00325

Skjerm: LCD

Batteri: 3 x 1,5 V AAA-batterier (følger med)

Måleenhet: kg/st/lb

Kaste brukte batterier og elektrisk og elektronisk utstyr

Dette symbolet på produktet, batteriene eller emballasjen betyr at dette produktet og eventuelle batterier det inneholder, ikke må kastes sammen med husholdningsavfall. I stedet er det brukerens ansvar å overlevere dette

til et egnet innsamlingssted for resirkulering av batterier og elektrisk og elektronisk utstyr. Denne separate innsamlingen og resirkuleringen bidrar til å bevare naturressurser og forhindre potensielle negative konsekvenser for menneskers helse og miljøet på grunn av den mulige tilstedeværelsen av farlige stoffer i batterier og elektrisk og elektronisk utstyr, noe som kan være forårsaket av uegnet kasting. Noen forhandlere tilbyr brukeren muligheten å returnere brukte utstyr for å kaste det på riktig måte. **Det er brukerens ansvar å slette data på elektrisk og elektronisk utstyr før kasting.** Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du skal kaste batterier og elektrisk og elektronisk avfall, kan du kontakte kommunens renovasjonsavdeling eller forhandleren.

FI | Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Turvaohjeet

PARISTOVAROITUS: SÄILYTÄ POISSA LASTEN ULLOTTUVILTA

Tässä tuotteessa ei ole käyttäjän vaihdettavia osia. Vain valtuutettu sähköasentaja saa korjata tuotteen.

Älä säilytä tai käytä tuotetta lähettilä suoraa auringonpaistetta tai suoria lämmönluhteitä tai kosteassa ympäristössä.

Tämä tuote on tarkka mittalaite. Käsittele sitä varoen.

Tuote on tarkoitettu vain kotikäytöön.

MUISTUTUS: Älä käytä analyysitoimintoa, jos sinulla on sydämentahdistin tai käytät muuta lääketieteellistä laitetta. Jos olet epävarma, ota yhteyttä lääkäriseen.

Paristojen turvallisuus

Tämän tuotteen mukana toimitetaan kolme AAA-paristoa. Tässä tuotteessa käytettävien paristotyypin on vastattava suosituksia.

Paristot on asennettava oikein päin.

Tyhjät paristot on poistettava tuotteesta, jotta ne eivät vuoda tuotteen sisään.

Hoito ja huolto

Pyyhi vaaka pehmeällä, kostealla liinalla ja anna sen kuivua kokonaan.

Älä koskaan upota vaakaa veteen tai muuhun nesteseen. Älä puhdista vaakaa voimakkailta tai naarmuttavilla puhdistusaineilla tai naarmuttavilla välineillä, koska ne voivat vahingoittaa tuotetta.

Käyttöohjeet

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Poista mahdollinen muovieriste paristokotelosta ennen käyttöä. Nämä saat virran kytketytmäänsä vaakaan. Varmista, että paristot ovat oikein päin. Jos haluat käyttää vaakaa maton päällä, kiinnitä siihin tuotteen mukana tulleet tukijalat.

Kehoanalyysivaa'an käynnistäminen

Tämä vaaka hyödyntää bioimpedanssmittaustekniikkaa (BIA), jossa pieni kehon läpi kulkeva sähköimpulssi erottaa raskan kiinteästä kudoksesta. Sähköimpulssia ei voi tuntee ja se on täysin turvallinen. Yhteys kehoon muodostetaan lasipinnan alla olevilla alustoilla, jotka ovat valmiistettu ruostumattomasta teräksestä.

Lisätietoja saat osoitteesta

<https://salter.com/understanding-your-measurements/>

VAIHE 1: Varmista, ettei vaa'alla ole painoja, ja paina lasialustan keskustaa. **0,0/ZERO** tulee näyttöön.

VAIHE 2: Valitse painotila (kg/st/lb) painamalla **[>]-** tai **[<]-**painiketta.

VAIHE 3: Vaaka sammuu ja on nyt käyttövalmis.

HUOMAUTUS: Käyttöönotto prosessi on toistettava, jos vaakaa siirretään. Muulloin voit vain astua suoraan vaa'alle.

Pelkän painon mittaaminen kehoanalyysivaa'alla

VAIHE 1: Astu alustalle ja seisoo paikallasi.

VAIHE 2: Painolukema näkyy 2–3 sekunnin kuluttua.

VAIHE 3: Astu pois vaa'alta. Painolukema näkyy vielä muutaman sekunnin ajan, minkä jälkeen vaaka sammuu.

Käyttäjämüistin asettaminen

VAIHE 1: Paina alustan keskustaa jalallasi.

VAIHE 2: Paina **[>]-**painiketta, jolloin käyttäjän numero vilkuu.

VAIHE 3: Kun käyttäjän numero vilkuu, tee valinta painamalla **[>]-** tai **[<]-**painiketta. Vahvista valinta painamalla **[@]-**painiketta.

VAIHE 4: Miestä tai naisista tarkoittava symboli vilkuu. Valitse nainen, mies, naisurheilija tai miesurheilija **[>]-**painikkeella ja paina sitten **[@]-**painiketta.

VAIHE 5: Pituuslukema vilkuu seuraavaksi. Aseta käyttäjän pituus painamalla tarpeen mukaan **[>]-** tai **[<]-**painiketta, ja paina sitten **[@]-**painiketta.

VAIHE 6: Odota, kunnes ikälukema vilkuu näytössä ja aseta käyttäjän ikä. Aseta ikä **[>]-** ja **[<]-**painikkeilla ja vahvista valinta **[@]-**painikkeella.

VAIHE 7: Näytössä näkyvä lukema **0,0/ZERO**. Lisää uusi käyttäjä tai päävitä vanhat tiedot toistamalla vaiheita 1–6.

URHEILIJATILA: Urheilijaksi määritellään henkilö, joka harrastaa vaativaa fyysisiä liikuntaa n. 12 tuntia viikossa ja jonka sydämen leposyke on n. 60 lyöntiä minuutissa tai vähemmän.

HUOMAUTUS: Urheilijatila toimii vain, jos käyttäjän iäksi on asetettu 15–50 vuotta.

Kehoanalyysivaa'an käyttö

VAIHE 1: Aseta vaaka tasaiselle pinnalle. Paina alustan keskustaa jalallasi.

VAIHE 2: Paina **[@]-**painiketta. Valitse käyttäjän numero **[>]-** tai **[<]-**painikkeella.

VAIHE 3: Kyseisen käyttäjän tallennetut tiedot näkyvät LCD-näytöllä, minkä jälkeen näytöön tulee nollalukema.

VAIHE 4: Astu paljain jaloihin lasialustalle ja seisoo paikallasi. Jalkojen on kosketettava alustan metalliosia.

VAIHE 5: Painolukeman jälkeen näkyvät kehon rasvaprosentti, kehon konokasnestepitoisuus, kehon painoindeksi (BMI), liuressa, lihasmassa ja perusaineenvaihdunta (BMR).

HUOMAUTUS: Voit varmistaa tulosten yhdenmukaisuuden, kun käytät aina samaa vaakaa samalla lattiapinnalla.

Älä vertaila eri vaakojen lukemia, koska rakenteellisten erojen vuoksi ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Tarkkuuden ja punnitusten yhdenmukaisuuden vuoksi vaaka kannattaa asettaa kovalle ja tasaiselle lattialle.

Tulosten yhdenmukaisuuden vuoksi on suositeltavaa, että mittata painon aina samaan vuorokauden aikaan, mieluiten alkuvuodesta ja sen jälkeen.

Vaaka pyöräistää tulokset ylös- tai alas päin lähimpään yksikköön. Jos mittata painon kahdesti ja lukemissa on yhden yksikön ero, on todellinen paino nähden kahden lukeman välissä.

Vianmääritys

LCD-näytöön tulee ilmoitus Err2 mitattaessa kehon rasvaprosenttia ja nestepitoisuutta.

Käyttäjä ei ole paljain jaloin. Ota kengät ja sukat pois ennen vaa'an käyttöä. Käyttäjän ihon kunto vaikuttaa lukemaa. Pyyhi jalat kostealla pyyhkeellä ja anna niiden olleha hieman märät, kun astut vaa'alle.

Varoitusviestit

Lo – Vaihda paristot.

0-Ld – Paino ilittää enimmäiskapasiteetin.

ERR – Epävakaa paino. Seiso paikallasi.

Err2 – Alueen ulkopuolella, toimintahäiriö tai heikko kontakti jalkoihin.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi: SA00325

Näyttö: LCD

Paristot: 3 x 1,5 V AAA-paristo (sisältyvät pakaukseen)

Mittausyksiköt: kg/st/lbs

Käytettyjen paristojen ja elektroniikkajätteen hävittäminen

Tämä tuotteessa, sen paristoissa tai pakkauksessa näkyvä symboli tarkoittaa, että tästä tuotetta ja mahdollisia paristoja ei saa hävittää talousjätteen kanssa. Käyttäjällä on sen sijaan vastuu viedä se sopivan paristojen ja muun elektroniikkajätteen kierätystipisteeseen. Erillinen kerääminen ja kierättäminen auttaa luonnon resurssejä säilyttämisesessä ja se estää ihmiselle aiheutuvia mahdollisia terveysvaaroja ja ympäristöhaittoja, jotka johtuvat paristojen ja elektronikatutuoteiden mahdollisesti myrkyllisistä aineista, jotka saattavat levitä riittämättömän hävityksen seurauksena. Tiettyt jälleenmyyjät tarjoavat palautuspalveluja, joiden avulla käytäjä voi palauttaa käytettytä tuotteet oikeapisteiä hävitettäviksi. Käytäjän vastuulla on poistaa mahdolliset tiedot elektroniikkatutuoteiden muisteista ennen niiden hävittämistä. Lisätietoja paristojen ja elektroniikkajätteen keräystipisteistä saat kaupungin/kunnan virastosta, jätehuoltopalvelusta tai jälleenmyyjältä.

EL | Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

To προϊόν αυτό δεν περιέχει έξαρτηματα που μπορούν να επικευαστούν από τον χρήστη. Οι επικευές πρέπει να επιχειρούνται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους.

Μην τοποθετείτε, αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή άμεσες πηγές θερμοποίησης ή σε υψηλό περιβάλλον.

Αυτό το προϊόν είναι μια αισιούχη υψηλής ακρίβειας, χειρίστε το με προσοχή. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΤΗ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΒΗΜΑΤΟΛΟΤΗ Η ΆΛΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ.

Ασφαλεία μπαταρίας

Αυτό το προϊόν παρέχεται με 3 μπαταρίες AAA. Χρησιμοποιείτε με αυτό το προϊόν μόνο μπαταρίες ίδιου ή αντίστοιχου τύπου με αυτές που συνιστώνται.

Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.

Οι μπαταρίες που έχουν ξεναντηθεί πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν προς αποφυγή διαρροής.

Φροντίδα και συντήρηση

Σκοπούστε το εξωτερικό της ζυγαριάς με ένα μαλακό, ωντό πανί και αφήστε το να στεγνώσει καλά.

Ποτέ μην βυθίζετε την ζυγαριά σε νερό ή σε οποιοδήποτε υγρό. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αποξετικά απορρυπαντικά ή συμμάτια ασφυγγαράκια για να καθαρίσετε τη ζυγαριά, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Οδηγίες χρήσης

Πριν από την πρώτη χρήση

Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε την πλαστική γλωττίδα απομόνωσης από τη θήκη της μπαταρίας (εάν υπάρχει), για να ενεργοποιείτε η ζυγαριά. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα. Εάν η ζυγαριά χρησιμοποιείται σε δάπεδο με τάπτηα, τοποθετήστε τα περιλαμβανόμενα πέλματα για χαλιά.

Ενεργοποίηση της ζυγαριάς σώματος με λιπομετρητή

Αυτή η ζυγαριά χρησιμοποιεί την τεχνολογία BIA (Ανάλυση Βιολεκτρικής Αντίστασης), η οποία διαπερνά έναν μικρό ηλεκτρικό παλμό μέσω του σώματος για τη διάκριση του λίπους από τον άπαχο ιστό. Ο ηλεκτρικός παλμός δεν μπορεί να γίνει αισθητός και είναι απόλυτα ασφαλής. Η επαφή με το σώμα πραγματοποιείται μέσω των πελμάτων από ανοξείδωτο ασφαλή κάτω από τη

γυάλινη πλατφόρμα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://salter.com/understanding-your-measurements/>

BHMA 1: Πιέστε το κέντρο της γυάλινης πλατφόρμας και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει βάρος στη ζυγαριά. Θα εμφανιστεί η ένδειξη «0.0/ZERO».

BHMA 2: Επιλέξτε τη λειτουργία βάρους kg (κιλό), st (λίθος) ή lb (λίβρα) πατώντας τα κουμπιά [**>**] ή [**<**].

BHMA 3: Η ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί και θα είναι πλέον έτοιμη για χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία ενεργοποίησης πρέπει να επαναληφθεί αν η ζυγαριά μετακινθεί.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, να ανεβαίνετε αμέσως στη ζυγαριά.

Χρήση του λιπομετρητή σώματος μόνο για την ένδειξη βάρους

BHMA 1: Ανεβάστε στην πλατφόρμα και σταθείτε ακίνητο.

BHMA 2: Μετά από 2 - 3 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η ένδειξη βάρους.

BHMA 3: Κατεβείτε, το βάρος θα εμφανιστεί για μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, η ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί.

Ρύθμιση μνήμης χρήστη

BHMA 1: Πατήστε στο κέντρο της πλατφόρμας με το πόδι σας.

BHMA 2: Πατήστε το κουμπί [**⊕**]. Θα ορχίσει να αναβοσβήνει ένας αριθμός χρήστη.

BHMA 3: Μόλις ο αριθμός χρήστη ορχίσει να αναβοσβήνει, επιλέξτε πατώντας [**>**] ή [**<**]. Πατήστε [**⊖**] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

BHMA 4: Θα ορχίσει να αναβοσβήνει το αρσενικό ή το θηλυκό σύμβολο. Πατήστε [**>**] για να επιλέξετε γυναίκα, άνδρα, γυναίκα αθλήτρια ή άνδρα αθλήτρια και, στη συνέχεια, πατήστε [**⊖**].

BHMA 5: Κατόπιν, η ένδειξη ύψους θα ορχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε [**>**] ή [**<**] όπως απαιτείται για να ρυθμίσετε το ύψος χρήστη και, στη συνέχεια, πατήστε [**⊖**] για επιβεβαίωση.

BHMA 6: Για να ρυθμίσετε την ηλικία χρήστη, περιμένετε μέχρι να ορχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη ηλικίας. Πατήστε [**>**] και [**<**] για να ρυθμίσετε την ηλικία και, στη συνέχεια, πατήστε [**⊖**] για επιβεβαίωση.

BHMA 7: Θα εμφανιστεί η ένδειξη «0.0». Για να προσθέσετε άλλον χρήστη ή να ενημερώσετε τα αποθηκευμένα δεδομένα, επαναλαβετε τα βήματα 1-6.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ: Ως αθλήτης ορίζεται ένα άτομο που ασκεί έντονη σωματική δραστηριότητα περίου 12 ώρες την εβδομάδα και του οποίου η συχνότητα καρδιακών παλμών σε πρεμιά είναι περίου 60 παλμοί το λεπτό ή λιγότεροι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία για αθλήτες λειτουργεί μόνο αν η ηλικία χρήστη έχει οριστεί μεταξύ 15 και 50 ετών.

Χρήση της ζυγαριάς σώματος με λιπομετρητή

BHMA 1: Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη επιφάνεια. Πατήστε στο κέντρο της πλατφόρμας με το πόδι σας.

BHMA 2: Πατήστε το κουμπί [**⊕**]. Επιλέξτε αριθμό χρήστη πατώντας [**>**] ή [**<**].

BHMA 3: Στην οθόνη LCD θα εμφανιστούν τα αποθηκευμένα δεδομένα για τον συγκεκριμένο χρήστη, που συνοδεύονται από μια μιδηνική ένδειξη.

BHMA 4: Με γυνά πόδια, ανεβάστε έναν πόλτο στη γυάλινη πλατφόρμα και σταθείτε ακίνητοι. Τα πόδια πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με τα μεταλλικά πέλματα στην πλατφόρμα.

BHMA 5: Η ένδειξη βάρους θα συνοδεύεται από το ποσοστό σωματικού λίπους, το συνολικό ποσοστό νερού στο σώμα, τον ΔΜΣ, την οστική μάζα, τη μυϊκή μάζα και τον δείκτη βασικού μεταβολικού ρυθμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για συνέπεια, να ζυγίζεστε πάντα στην ίδια ζυγαριά τοποθετημένη στην ίδια επιφάνεια δαπέδου.

Μην συγκρίνετε τα αποτελέσματα ζυγίσης από τη μια ζυγαριά στην άλλη, καθώς θα υπάρχουν ορισμένες διαφορές λόγω κατασκευαστικών ανοιχών. Η τοποθέτηση της ζυγαριάς σε σκληρό, επίπεδο δάπεδο θα εξασφαλίσει τη μέγιστη ακρίβεια και συνέπεια.

Συνιστάται η λήψη μετρήσεων την ίδια ώρα της ημέρας, κατά προτίμηση νωρίς το βράδυ και πριν από ένα γεύμα για πιο σαφή αποτελέσματα.
Η ζυγαριά στρογγυλοποιεί προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην πλησέτερη προσαύξηση. Αν η μέτρηση του βάρους γίνει δύο φορές και οι μετρήσεις διαφέρουν κατά μία μονάδα, το βάρος βρίσκεται μεταξύ των δύο μετρήσεων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η ένδειξη «Err2» εμφανίζεται στην οθόνη LCD κατά τη μέτρηση του σωματικού λίπους και του ποσοστού νερού.
Ο χρήστης δεν έχει γυμνά πόδια. Πριν χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά, αφαιρέστε τα ποπούτσια και τις κάλτσες.
Η κατάσταση του δέρματος του χρήστη επηρεάζει την ένδειξη. Σκουπίστε τα πόδια με ένα νωπό πανί, αφήνοντάς τα έλαφρώς υγρά πριν ανεβείτε στη ζυγαριά.

Ένδειξεις προειδοποίησης

Lo – Αντικαταστήστε την μπαταρία.
O-Ld – Υπέρβαση της μέγιστης χωρητικότητας βάρους.
ERR – Ασταθές βάρος. Σταθείτε ακίνητοι.
Err2 – Εκτός εύρους, εσφαλμένη λειτουργία ή κακή επαφή με τα πέλματα.

Προδιαγραφές

Κωδικός προϊόντος: SA00325

Οθόνη: LCD

Μπαταρία: 3 μπαταρίες AAA του 1,5 V (περιλαμβάνονται)

Μονάδα μέτρησης: kg/st/lb

Απόρριψη αποβλήτων μπαταριών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

 Αυτό το σύμβολο στο προϊόν, στις μπαταρίες ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν και οι μπαταρίες που περιέχει δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να το παραδώσει σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μπαταριών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό το ξεχωριστό σημείο συλλογής και ανακύκλωσης βοηθά στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, λόγω της πιθανής παρουσίας επικινδυνών ουσιών στις μπαταρίες και τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, οι οποίες μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση ακατάλληλης απόρριψης. Ορισμένα καταστήματα λιανικής παρέχουν υπηρεσίες παραλαβής, οι οποίες επιτρέπουν στον χρήστη να επιτρέψει εξοπλισμό στο τέλος της ζωής του για κατάλληλη απόρριψη. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να διαγράψει τυχόν δεδομένα που τυχόν υπάρχουν στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό πριν από την απόρριψη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να απορρίψετε τις μπαταρίες, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης/δήμου, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα λιανικής.

EN If this product does not reach you in an acceptable condition, please contact our Customer Services Department at www.salter.com. Please have your delivery note to hand as details from it will be required. If you wish to return this product, please return it to the retailer from where it was purchased with your receipt (subject to their terms and conditions).

To be eligible for the extended guarantee, go to guarantee.upgs.com/salter and register your product within 30 days of purchase.

FR Si ce produit ne vous parvient dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse www.salter.com. Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants. Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Pour bénéficier de l'extension de garantie, rendez-vous sur guarantee.upgs.com/salter et enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat.

NL Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via www.salter.com. Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig. Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Ga naar guarantee.upgs.com/salter en registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie.

DE Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte per www.salter.com an unsere Kundendienstabteilung. Bitte halten Sie Ihren Beleg bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind. Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen).

"Um Anspruch auf die erweiterte Garantie zu haben, gehen Sie bitte auf guarantee.upgs.com/salter und registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum.

ES Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en www.salter.com. Tenga a mano el abárran, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos. Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Para acceder a la garantía ampliada, vaya a guarantee.upgs.com/salter y registre el producto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra.

IT Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: www.salter.com. Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno. Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Per usufruire della garanzia estesa, andare a guarantee.upgs.com/salter e registrare il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto.

PL Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod numerem www.salter.com. Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje. Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwrócić go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, przejdź na stronę guarantee.upgs.com/salter i zarejestruj swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu.

PT Se não receber este produto numa condição aceitável, contacte o nosso departamento de Apoio ao Cliente através de www.salter.com. Tenha a sua nota de entrega à mão, uma vez que será necessário fornecer detalhes. Se pretender devolver este produto, devolvê-lo ao revendedor onde foi adquirido com o recibo (sujeito aos respectivos termos e condições).

Para ser elegível para a garantia prolongada, aceda a guarantee.upgs.com/salter e registe o seu produto até 30 dias após a compra.

HU Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: www.salter.com. Legyen kézben a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet. Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonyítattal együtt (az öt felhasználási feltételekben megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

"Hogy jogosult legyen a kiterjesztett garanciára, regisztrálja a termékét a vásárlást követő 30 napon belül a(z) guarantee.upgs.com/salter oldalon.

SK Ak sa k vám tento produkt nedostane v príplatkovom stave, kontaktujte našu Oddelenie služieb zákazníkom na www.salter.com Majte svoj dodaci list pruhu, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené. Ak si prajete tento produkt vrátiť, vrátte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkom, o ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

"Ak chcete získat nárok na predĺženie záruky, prejdite na stránku guarantee.upgs.com/salter a zaregistrujte svoj produkt do 30 dní od nákupu.

CS Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na oddělení zákaznických služeb: www.salter.com Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené. Chcete-li výrobek vrátit, vrátte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejcovi, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

"Abyste získali nárok na prodlouženou záruku, přejděte na guarantee.upgs.com/salter a zaregistrujte svůj výrobek do 30 dní od nákupu.

EL Av ḥēn paraplaθētō to προϊόν στο απόδεκτή κατάσταση, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης πελάτων μας στο www.salter.com. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την απόδειξη, καθώς θα πρέπει να δώσετε κάποια στοιχεία. Αν θέλετε να επιστρέψετε αυτό το προϊόν, θα πρέπει να το επιστρέψετε στο καταστήμα από όπου το αγόραστε μαζί με την απόδειξη σας (σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις).

"Για να μπορέστε να δικαιουόσθετε επέκταση εγγύησης, μεταβείτε στο guarantee.upgs.com/salter και δηλώστε το προϊόν σας εντός 30 ημερών από την αγορά.

DA Hvis dette produkt ikke når frem til dig i en acceptabel tilstand, bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling på www.salter.com. Du skal have din fælgeseddel ved hånden, da du får brug for oplysninger fra den. Hvis du ønsker at returnere dette produkt, bedes du returnere det til den forhandler, det blev købt hos, sammen med din kvittering (underlagt forhandlerens vilkår og betingelser).

"For at være berettiget til den udvidede garanti, skal du gå til guarantee.upgs.com/salter og registrere dit produkt inden for 30 dage efter købet.

FI Jos tuotetta ei ole saapunut hyväksytävässä kunnoissa, ota yhteyttä asiakaspalveluunumme: www.salter.com. Tarvitsemme lähetysilmoituksessa olevia tietoja. Jos haluat palauttaa tuotteen, palauta se kuitteineen jälleenmyyjälle, jolta sen ostit (jäilleenniyjän ehdoista riippuen).

*Laajennettu takuu menee osoitteeseen guarantee.upgs.com/salter ja rekisteröi tuote 30 päivän sisällä ostotapaturmaasta.

NO Hvis produktet ikke er i akseptabel stand når du mottar det, må du kontakte kundeserviceavdelingen vår på www.salter.com. Ha fælgesedden for hånden siden du trenger informasjon som står på den. Hvis du vil returnere produktet, må du ta det med tilbake til forhandleren du kjøpte det fra. Du må ha kvitteringen, og forhandlerens vilkår gjelder.

"For at den udvidede garantien skal gælde, må du gå til guarantee.upgs.com/salter og registrere dit produkt innen 30 dager etter kjøp.

SE Om den här produkten inte når dig i ett acceptabelt skick kontaktar du vår kundtjänst på www.salter.com. Ha följesedeln till hands eftersom du måste ange information som finns på den. Om du vill returnera produkten skickar du tillbaka den till återförsäljaren där den köptes tillsammans med kvittot (återförsäljarens villkor gäller).

"För att vara berättigad till den utökade garantin går du till guarantee.upgs.com/salter och registrerar produkten inom 30 dagar efter köpet.

Manufactured by / Fabriqué par / Gefabriceerd door / Hergestellt von / Prodotto da / Suministrado por
Fabricado por / Wyprodukowano przez / Gyártó / Výrobce / Výrobca / Tillverkad av
Produceret af / Produsert av / Valmistaja / Katakooväčta arató :

UP Global Sourcing UK Ltd.,

UK, Manchester M9 0DD.

GERMANY, 51149 Köln.

MADE IN CHINA.

©Salter trademark. All rights reserved.

www.salter.com

CD070722/M0000000/Y1



UK ONLY



IT

MANUALE DI

ISTRUZIONI

PAP 22

COLLEZIONE DI CARTE